

Baxter

ウェルチ・アレン
総合カタログ

Baxter

<お問い合わせ先>

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
東京都港区芝浦3丁目4番1号
グランパークタワー30階

(弊社への一般的なお問い合わせ)

本社代表番号
TEL:03-4567-1403

(製品・発注等に関するお問い合わせ)

カスタマーサービス
TEL:03-4567-1401

(修理・保守点検に関するお問い合わせ)

テクニカルサービス
TEL:03-4567-1402



デモ器依頼

一部製品でデモ器をお貸出しを行っております。
下記QRコードかURLからお申込み頂けます。
※直接お電話などでも受け付けております



<https://forms.office.com/r/CfmirSSSfm>

PRODUCT SECTIONS

■診断機器

- P.03 ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー
- P.04 ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー
- P.04 ウェルチ・アレン マイクロティンプ4
- P.05 ウェルチ・アレン 検眼鏡
- P.06 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
- P.07 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル
- P.08 ウェルチ・アレン 診断セット
- P.09 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
- P.10 ウェルチ・アレン イルミネーター
- P.10 ウェルチ・アレン 診断セット ポケットLED耳鏡・検眼鏡
- P.11-12 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 スペキュラ
- P.13-14 ウェルチ・アレン 喉頭鏡
- P.15 ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡
- P.15 ウェルチ・アレン 膣鏡

■医療用照明機器

- P.17 ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器
- P.18 ウェルチ・アレン 処置・ペンライト

■血圧計・聴診器

- P.19-21 ウェルチ・アレン 血圧計
- P.22-26 フレックスポートカフ
- P.27-30 ウェルチ・アレン 聴診器

■予備電球・充電電池

- P.31-32 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 予備電球・充電電池 / 電源コード
- P.33-34 牽引

ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー



スポットビジョンスクリーナーでは患者の両眼の屈折力、瞳孔の大きさ、および眼位を計測することにより6つの弱視(近視、遠視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同)の危険因子を検出いたします。



別売りの専用プリンターで、スクリーニング結果を印刷できます。基準値外の結果に関しては赤色で表示されるため分かりやすく、その場で患者様への説明にお役立ていただけます。

ロゴは病院様のものに变更可能です。

販売名:ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー
規制区分:一般医療機器 クラスI
一般的名称:レフラクトメータ
JMDN:36387010
届出番号:13B2X00086000038
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社


ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
VS100S-J	4580188633246	スポットビジョンスクリーナー (本体、ACコード、リストストラップ、キャリーケース)
PPJP-01	—	SVS用HPモバイルプリンターセット
106145	—	VS用ネックストラップ
106146	—	VS用リストストラップ
106144	—	キャリーケース

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体・ACアダプターのみ)

ウェルチ・アレン マイクロティンプ4



機器先端のプロープで外耳道を密閉し空気圧を変化させながら検査音を発生させ鼓膜から反射された音を測定します。結果はティンパノグラムという波形で表示され、グラフの形から中耳の状態を把握することができます。



検査結果は自動判定で表示されます。その場で検査結果が印刷可能です。

販売名:ウェルチ・アレン マイクロティンプ4
規制区分:管理医療機器 クラスII
一般的名称:インピーダンスオージオメータ
JMDN:36717010
認証番号:303AGBZX00052000
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン マイクロティンプ4		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
93700	4580188630405	マイクロティンプ4コンプリートセット (本体、クレードル、イヤータップキット、プリンターケーブル、プリンターセット)
93700-NP	4580188630412	マイクロティンプ4 プリンター無し (本体、クレードル、イヤータップキット、プリンターケーブル)
39410	—	OAE/MT4用プリンターセット (プリンターとそのコードのみ)
39412	—	OAE/MT4用プリンター用ロール紙


保証期間:ご購入後1年間(対象:本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC)

ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー

検査結果は完了か要検査で表示されます。その場で検査結果が印刷可能です。



4つの周波数(2、3、4、5、kHz)での他覚的スクリーニング技術による検査は新生児、幼児、就学前及び学齢期の子どものスクリーニングにもお使いいただけます。




※39402はプローブ部分のみです。左記をご参照ください。

販売名:ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー
規制区分:管理医療機器 クラスII
一般的名称:耳音響反射装置
JMDN:36908000
認証番号:302AFBZX00080000
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
39500	4580188634007	OAEスクリーナーコンプリートセット (プリンター、ディスプレイイヤータップスターターキット、充電クレードル)
39410	—	OAE/MT4用プリンターセット(プリンターとそのコードのみ)
39412	—	OAE/MT4用プリンター用ロール紙
39402	—	OAEスクリーナー プローブアクセサリ

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC)

アクセサリ類(マイクロティンプ4、OAEスクリーナー用)



アクセサリ類(マイクロティンプ4、OAEスクリーナー用)		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
39420	4580188634120	OAEディスプレイイヤータップスターターキット
93720	4580188630450	MT4 ディスボーザブレイヤーチップキット
39421	4580188634137	OAEスクリーナープローブチューブ(100個入)
93740	—	MT4プローブチップ(3セット入)
39422-35-025	4580188634489	OAEディスプレイイヤータップ3-5mm(25個入)
39422-47-025	4580188634502	OAEディスプレイイヤータップ4-7mm(25個入)
39422-58-025	4580188634526	OAEディスプレイイヤータップ5-8mm(25個入)
39422-07-025	4580188634304	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ7mm(25個入)
39422-08-025	4580188634328	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ8mm(25個入)
39422-09-025	4580188634342	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ9mm(25個入)
39422-10-025	4580188634366	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ10mm(25個入)
39422-11-025	4580188634380	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ11mm(25個入)
39422-12-025	4580188634403	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ12mm(25個入)
39422-13-025	4580188634427	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ13mm(25個入)
39422-14-025	4580188634441	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ14mm(25個入)
39422-15-025	4580188634465	OAE/MT4ディスプレイイヤータップ15mm(25個入)
39422-19-025	4580188630474	MT4ディスプレイイヤータップ 19mm (25個入)

ウェルチ・アレン 検眼鏡 パンオプティックベーシック／プラス



- ・LEDライトを標準搭載しています。
- ・従来同様、検眼鏡越しに直接観察をするパンオプティックベーシックと、スマートフォンを接続しその画面越しに観察を行うパンオプティックプラスの2種類からお選びいただけます。
- ・スマートフォンに専用のアプリケーション (iExaminerPro/iPhone・Android両方対応) をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
- ・パンオプティックプラスには患者の視線の誘導を目的とした2つのライトが備えられています (クイックアイアライメント機能)。
- ・弊社標準検眼鏡 (カタログ番号: 11720-L) に比べ表示領域が20倍広がりました。

※スマートフォンにつきましては別途ご準備ください。



アパーチャー見本



スモール ラージ スリット レッドフリー 直視 コバルトブルー

パンオプティックベーシック／プラス		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
118-2	4580188630016	パンオプティックベーシック
118-3	4580188630023	パンオプティックプラス

保証期間:ご購入後1年間(対象:検眼鏡ヘッド)
※アイカップ1個付属
※118-3のみスマートフォンが装着ができます。
※アパーチャーは118-2,118-3両方とも同じ種類が搭載されています。
スモール、ラージ、スリット、レッドフリー、直視、コバルトブルー
※118-2,118-3対応ハンドルは7ページをご参照ください。



パンオプティックベーシック ※クイックアイアライメント機能はカタログ番号:118-2 搭載していません
パンオプティックプラス ※クイックアイアライメント機能搭載 カタログ番号:118-3 ※正面部のライト(赤色と黄色)



クイックアライメント機能

視神経乳頭を観察する際、通常は患者外側15度からの斜めのアプローチが有効です。クイックアイアライメント機能の誘導灯を患者様に見ていただくことで、通常の対面状態のまま視神経乳頭を観察することが可能です。
※右眼を観察の場合:赤色のライトを見ていただきます
※左眼を観察の場合:黄色のライトを見ていただきます

販売名:ウェルチ・アレン 検眼鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:直像検眼鏡
JMDN:12817000
届出番号:13B2X00086000033
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

その他 アクセサリー



使用イメージ

パンオプティック用アイカップ		
カタログ番号	JAN Code	説 明
118-EC	4580188630054	入数:5個



iExaminerキット		
カタログ番号	JAN Code	説 明
11840-IEX	4580188630030	入数:1式

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 マクロビューベーシック／プラス



- ・LEDライトを標準搭載しています。
- ・フォーカスフリー機能を搭載しています。
- ・従来同様、耳鏡越しに直接診察をするマクロビューベーシックと耳鏡越しの直接診察に加え、スマートフォンを組み合わせ、その画面越しに診察を行うこともできるマクロビュープラスの2種類からお選びいただけます。
- ・スマートフォンに専用のアプリケーション (iExaminerPro/iPhone・Android両方対応) をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
- ・弊社標準品 (カタログ番号: 20000) に比べ、観察視野が2.5倍に広がりました。

※スマートフォンにつきましては別途ご準備ください。



※スペキュラを装着して使用します。
※238-2,238-3対応のスペキュラは11ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※238-2,238-3対応の送気球は11ページをご参照ください。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

検眼鏡・耳鏡にスマートフォンを装着し、撮影することで、患者や付き添いの方にも観察部位を見ていただけます。



マクロビューベーシック
カタログ番号:238-2

マクロビュープラス
カタログ番号:238-3

マクロビューベーシック／プラス		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
238-2	4580188630061	マクロビューベーシック
238-3	4580188630078	マクロビュープラス

保証期間:ご購入後1年間(対象:耳鏡ヘッド)
※238-3のみスマートフォンが装着ができます。
※238-2,238-3対応ハンドルは7ページをご参照ください。

その他 アクセサリー



iExaminerキット		
カタログ番号	JAN Code	説 明
11840-IEX	4580188630030	入数:1式

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル



※1
販売名：ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：汎用光源
JMDN：32037000
届出番号：13B2X00086000030
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

※2
販売名：ウェルチ・アレン 診断セット
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：検眼鏡診断セット
JMDN：70095000
届出番号：13B2X00086000034
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
719-3	4580188630115	リチウムイオン充電式ハンドルセット
719-BATT	4580188634595	リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用充電電池
719-RHEO	4580188634603	リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用スイッチ
719-CAB	4580188630122	リチウムイオン充電式ハンドル用USBケーブル
71907	4562187043219	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル (チャージャー付)
71910	4562187044285	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル
71947	4562187043462	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用チャージャー
71943	4562187044483	3.5Vリチウムハンドル充電スタンド
71030	4562187045282	3.5Vリチウムハンドル充電用ACアダプターのみ
71960	4562187043240	充電電池(3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用)
71970	4580188634618	3.5Vリチウムイオン充電式ハンドルスイッチ部※緑色部分

保証期間：ご購入後1年間 (対象：ハンドル・チャージャー)

3.5Vニッカド充電式ハンドル

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
71000-C	4562187042717	3.5Vニッカド充電式ハンドル (ダイレクトプラグイン、乾電池用コンバーターリング付)
72300	4562187043301	充電電池(3.5Vニッカド充電式ハンドル71000-C用)
71670	4562187045268	3.5Vニッカド充電式ハンドル (ユニバーサルデスクチャージャー専用)
710127-503	—	HANDLE SUB-ASSY 3.5VOLT
71050-C	4562187044292	3.5Vニッカドハンドル充電部のみ

保証期間：ご購入後1年間 (対象：ハンドル)

ユニバーサルデスクチャージャー

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
71-XXXLDE-J	4580188630542	ユニバーサルデスクチャージャー リチウムハンドル2本付
719-DSK-J	—	ユニバーサルデスクチャージャー

保証期間：ご購入後1年間 (対象：ハンドル・チャージャー)

3.5V壁掛トランス

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
77710	4562187049952	GS3.5V壁掛けトランス (コードハンドル2本付)

保証期間：ご購入後1年間 (対象：ハンドル・チャージャー)

※本ページ記載の全てのハンドルに対応しているヘッドは下記の通りです。(現行品のみ掲載)



ウェルチ・アレン 検眼鏡 / レチノスコープ



ウェルチ・アレン 検眼鏡

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
11720-L	4580188634625	3.5VLED同軸検眼鏡ヘッド
04900-LED	4562187049617	LED予備電球 (同軸検眼鏡用)
18245	4562187045497	3.5Vレチノスコープヘッド (ストリーク)
08200-U	4562187045176	ハロゲン予備電球ストリーク (レチノスコープ用)

保証期間：ご購入後1年間 (対象：検眼鏡ヘッド)

※11720-L,18245対応ハンドルは7ページをご参照ください。

同軸検眼鏡とレチノスコープの活用法の1つである
レッドリフレックス法の解説動画をご覧ください。
https://www.hillrom.jp/ja/news/_1/



販売名：ウェルチ・アレン 検眼鏡
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：直像検眼鏡
JMDN：12817000
届出番号：13B2X00086000033
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

販売名：ウェルチ・アレン レチノスコープ
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：レチノメータ
JMDN：70090000
届出番号：13B2X00086000035
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 診断セット ケース

※ケースのヒルロムロゴはバクスターロゴへ変更の可能性があります。



775815 ※ケース単体の品番です。



419986 ※ケース単体の品番です。
※775814に品番変更予定



420047 ※ケース単体の品番です。
※422278に品番変更予定



※収納例です。

719-3
238-3(238-2/250-2でも可)
11720-L
26530(根本の黒キャップは中央に収納)
スペキュラ類(5個収納可能)
・52432-UB
・52434-UB
・24302-U
・24303-U
・24304-U
・24305-U
・24400-U



※収納例です。

719-3
238-3
118-3(アイカップも収納可)
11720-L
11840-IEX
スペキュラ類(左記同様)



※収納例です。

719-3×2
118-3(アイカップも収納可)
11720-L
11840-IEX
41100
18245

ウェルチ・アレン 診断セット

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
775815	-	3.5V診断セット用ハードケース (小)
419986	4580188630160	3.5V診断セット用ケース (小)
420047	4580188630184	3.5V診断セット用ハードケース (大)

保証期間：ご購入後3か月間 (対象：ケース)

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡



250-2
※覗き口がスライドします



21700



20200

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

LED耳鼻鏡			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	出荷時装着電球
250-2	4580188630085	LED耳鼻鏡	LED電球

250-2の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)
※250-2はスペキュラを装着して使用します。
※250-2対応のスペキュラは11ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※250-2の対応ハンドルは7ページをご参照ください。
※250-2対応の送気球は11ページをご参照ください。

3.5Vオペレーティング型耳鼻鏡			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	出荷時装着電球
21700	4562187040706	3.5Vオペレーティング型耳鼻鏡ヘッド 付属品:リニューザブルスペキュラ5種 (2、3、4、5、9mm)※12ページ参照	ハロゲン電球
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)	
03100-LED	4562187049594	LED予備電球(3.5V耳鏡用)	

21700の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)
※21700はスペキュラを装着して使用します。
※21700対応のスペキュラは12ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※21700の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

3.5Vニューマチック型耳鼻鏡			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	出荷時装着電球
20200	4562187043417	3.5Vニューマチック型耳鼻鏡ヘッド 付属品:リニューザブルスペキュラ5種 (2、3、4、5、9mm)※12ページ参照	ハロゲン電球
21501	4562187040669	ニューマチック型耳鏡用送気球	
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)	
03100-LED	4562187049594	LED予備電球(3.5V耳鏡用)	

20200の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)
※20200はスペキュラを装着して使用します。
※20200対応のスペキュラは12ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※20200の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

ウェルチ・アレン 鼻鏡



26530

販売名:ウェルチ・アレン 鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000036
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

3.5V鼻鏡イルミネーター			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	出荷時装着電球
26530	4562187041031	3.5V鼻鏡イルミネーターヘッド	ハロゲン電球
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)	

26530の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)
※26530はスペキュラを装着して使用します。
※26530対応のスペキュラは12ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※26530の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

ウェルチ・アレン イルミネーター



41100



43300

ポケット 耳鏡・検眼鏡

ポケットプラスLED、ポケットLED検眼・耳鏡
4種のカラーバリエーション



ホワイト

スカイブルー

ブラック

パープル

※ポケットLEDとポケットプラスLEDの違いは下記の通りです。
耳鏡:最大の明るさがそれぞれ3.5ルーメンと6.1ルーメン
検眼鏡:プラスにのみ減光フィルター搭載

※下記品番(耳鏡)はスペキュラを装着して使用します。
92871-BLKの耳鏡,92871-BLUの耳鏡,92871-PURの耳鏡,92871-WHTの耳鏡,
92880-BLKの耳鏡,92880-BLUの耳鏡,92880-PURの耳鏡,92880-WHTの耳鏡,
22870-BLK,22870-BLK,22870-PUR,22870-WHT,
22880-BLK,22880-BLK,22880-PUR,22880-WHT,22841,22821

※上記品番(耳鏡)対応のスペキュラは11ページをご参照ください。
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。
※上記品番(耳鏡)対応の送気球は11ページをご参照ください。
※上記品番(耳鏡)の覗き口はスライドします。
※各ポケット 耳鏡・検眼鏡は、単3×2本で使用可能です。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

販売名:ウェルチ・アレン 検眼鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:直像検眼鏡
JMDN:12817000
届出番号:13B2X00086000033
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

3.5Vイルミネーター		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
43300	4562187043899	3.5V多用途イルミネーターヘッド
41100	4562187044162	3.5Vイルミネーターヘッド
03100-U	4562187045015	ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)
03100-LED	4562187049595	LED予備電球(3.5V診断機器用)

43300,41100の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)
※43300,41100の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

販売名:ウェルチ・アレン イルミネーター
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000020
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ポケット 耳鏡・検眼鏡		
カタログ番号	JAN Code	説 明
92871-BLK	4580188632164	ポケットLED 検眼・耳鏡セット ブラック(ソフトケース付)
92871-BLU	4580188632171	ポケットLED 検眼・耳鏡セット スカイブルー(ソフトケース付)
92871-PUR	4580188632188	ポケットLED 検眼・耳鏡セット バイオレット(ソフトケース付)
92871-WHT	4580188632195	ポケットLED 検眼・耳鏡セット ホワイト(ソフトケース付)
92880-BLK	4580188632201	ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット ブラック(ソフトケース付)
92880-BLU	4580188632218	ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット スカイブルー(ソフトケース付)
92880-PUR	4580188632225	ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット バイオレット(ソフトケース付)
92880-WHT	4580188632232	ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット ホワイト(ソフトケース付)
12870-BLK	4580188632010	ポケットLED 検眼鏡 ブラック
12870-BLU	4580188632027	ポケットLED 検眼鏡 スカイブルー
12870-PUR	4580188632034	ポケットLED 検眼鏡 バイオレット
12870-WHT	4580188632003	ポケットLED 検眼鏡 ホワイト
22870-BLK	4580188632089	ポケットLED 耳鏡 ブラック
22870-BLU	4580188632096	ポケットLED 耳鏡 スカイブルー
22870-PUR	4580188632102	ポケットLED 耳鏡 バイオレット
22870-WHT	4580188632119	ポケットLED 耳鏡 ホワイト
12880-BLK	4580188632041	ポケットプラスLED 検眼鏡 ブラック
12880-BLU	4580188632058	ポケットプラスLED 検眼鏡 スカイブルー
12880-PUR	4580188632065	ポケットプラスLED 検眼鏡 バイオレット
12880-WHT	4580188632072	ポケットプラスLED 検眼鏡 ホワイト
22880-BLK	4580188632126	ポケットプラスLED 耳鏡 ブラック
22880-BLU	4580188632133	ポケットプラスLED 耳鏡 スカイブルー
22880-PUR	4580188632140	ポケットプラスLED 耳鏡 バイオレット
22880-WHT	4580188632157	ポケットプラスLED 耳鏡 ホワイト
12821	4562187040560	ポケットスコープ検眼鏡(ソフトケース入)
22821	4562187043486	ポケットスコープ耳鏡(ソフトケース入)
92821	4562187042854	ポケットスコープ検眼・耳鏡セット(ソフトケース入)
12851	4580188631570	ポケットジュニア検眼鏡(ソフトケース付)
22841	4580188631587	ポケットジュニア耳鏡(ソフトケース付)
95001	4580188631563	ポケットジュニア検眼・耳鏡セット(ソフトケース付)

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体のみ)



12851

22841

12821

22821

■マクロビューベーシック／プラス、LED耳鏡、診断用耳鏡、ポケットLED、ポケットプラスLED用



実際の先端のサイズ
2.5mm 3mm 4mm 5mm

リユーザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
24302-U	4562187040881	リユーザブルスペキュラ 2.5mm
24303-U	4562187040898	リユーザブルスペキュラ 3mm
24304-U	4562187040904	リユーザブルスペキュラ 4mm
24305-U	4562187040911	リユーザブルスペキュラ 5mm
24400-U	4562187040959	リユーザブルスペキュラ 4種セット

※本製品は滅菌には対応しておりません。詳しくは添付文書などをご確認ください。
※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



ディスプレイザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
52432-UB	4562187042649	ディスプレイザブルスペキュラ 2.75mm (850個入)
52434-UB	4562187042663	ディスプレイザブルスペキュラ 4.25mm (850個入)
52400-B	4580188631709	ディスプレイザブルスペキュラ用ディスペンサー (*1)

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



実際の先端のサイズ
2.75mm 4.25mm 52400-B



ディスプレイザブルソフシール/送気球		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
24320	4562187043196	ディスプレイザブルソフシール (小) 2.5~4mm対応 (80個×6個)
24330	4562187043202	ディスプレイザブルソフシール (中) 3~5mm対応 (80個×6個)
21504	4562187040683	送気球

※24320,24330はスペキュラの先端に装着する製品であり、スペキュラは附属していません。
※21504 (送気球) 対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



リユーザブルソフスベックスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
24323	4562187040928	リユーザブルソフスベックスペキュラ 3mm
24325	4562187040935	リユーザブルソフスベックスペキュラ 5mm
24327	4562187040942	リユーザブルソフスベックスペキュラ 7mm
24420	4562187040966	リユーザブルソフスベックスペキュラ 3種セット

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



ディスプレイザブル処置用スペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
52700	4562187043400	ディスプレイザブル処置用スペキュラ (48個×4箱)

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



※1 LED類は下記品番を指します。
92871-BLKの耳鏡,92871-BLUの耳鏡,92871-PURの耳鏡,92871-WHTの耳鏡,
92880-BLKの耳鏡,92880-BLUの耳鏡,92880-PURの耳鏡,92880-WHTの耳鏡,
22870-BLK,22870-BLK,22870-PUR,22870-WHT,
22880-BLK,22880-BLK,22880-PUR,22880-WHT,22841,22821



実際の先端のサイズ
2.75mm 4.25mm

■ニューマチック型耳鏡/オペレーティング型耳鏡用・鼻鏡用



5種セット
実際の先端のサイズ
2mm 3mm 4mm 5mm 9mm



実際の先端のサイズ
3mm 5mm 7mm



実際の先端のサイズ
3mm 4mm 5mm

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称:汎用光源
JMDN:32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

※本ページ (ニューマチック型耳鏡用・オペレーティング型耳鏡用)
記載の全てのハンドルに対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。

ルミビュークリアスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
52432-CLR-2	4580188630092	ルミビュークリアスペキュラ (2.75mm 680個入)
52434-CLR-2	4580188630108	ルミビュークリアスペキュラ (4.25mm 680個入)

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



LED耳鏡類※1



リユーザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
22002	4562187040713	リユーザブルスペキュラ 2mm
22003	4562187040720	リユーザブルスペキュラ 3mm
22004	4562187040737	リユーザブルスペキュラ 4mm
22005	4562187040744	リユーザブルスペキュラ 5mm
22009	4562187040751	リユーザブルスペキュラ 9mm
22100	4562187040799	リユーザブルスペキュラ 5種セット



リユーザブルソフスベックスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
22023	4562187040768	リユーザブルソフスベックスペキュラ 3mm
22025	4562187040775	リユーザブルソフスベックスペキュラ 5mm
22027	4562187040782	リユーザブルソフスベックスペキュラ 7mm
22120	4562187046104	リユーザブルソフスベックスペキュラ 3種セット



ディスプレイザブルスペキュラ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
52133-B	4562187042601	ディスプレイザブルスペキュラ 3mm (500個入)
52134-B	4562187042618	ディスプレイザブルスペキュラ 4mm (500個入)
52135-B	4562187042625	ディスプレイザブルスペキュラ 5mm (500個入)



※22009対応鼻鏡ヘッドは
下記の通りです。

ウェルチ・アレン 喉頭鏡

SureColor LEDにより本来の組織の色を再現します。
一体型ステンレススチール構造により軽量化を図りつつ、腐食を抑えます。
ハロゲン電球からLED電球へ交換するだけでアップグレードが可能です。

保証期間：ご購入後1年間（対象：ハンドル・ブレード ※ランプは対象外）



マッキントッシュ喉頭鏡ブレード

- 喉頭鏡ブレードのスタンダード型。
- 滑らかな曲線が気管挿管をサポートします。



マッキントッシュ喉頭鏡ブレード					
カタログ番号	ブレード サイズ	JAN Code	全長	長さ ^{*1}	対象
69061	1	4580188632584	89mm	63mm	乳児用
69062	2	4580188632591	108mm	82mm	小児用
69063	3	4580188632607	126mm	101mm	成人用
69064	4	4580188632614	160mm	135mm	成人用(大)

イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード


- ブレードが長くなり、喉頭前方での挿管サポートが向上します。
- 高さを減らしたことで、口腔内のスペースの狭い患者さんへの気管挿管をスムーズにします。



イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード					
カタログ番号	ブレード サイズ	JAN Code	全長	長さ ^{*1}	対象
69211	1	4580188632621	95mm	70mm	乳児用
69212	2	4580188632638	116mm	90mm	小児用
69213	3	4580188632645	135mm	110mm	成人用
69214	4	4580188632652	156mm	130mm	成人用(大)

ミラー喉頭鏡ブレード

- 平らなブレードは、患者さんの舌を押さえるのではなく横にずらすのに適しています。
- サイズは変えずに接合部の改善により口腔内の視野がひろがりました。



ミラー喉頭鏡ブレード					
カタログ番号	ブレード サイズ	JAN Code	全長 ^{*2}	長さ ^{*1}	対象
68065	00	4580188632577	62mm	36mm	未熟児用
68060	0	4580188632522	78mm	53mm	新生児用
68061	1	4580188632539	105mm	79mm	乳児用
68062	2	4580188632546	158mm	132mm	小児用
68063	3	4580188632553	198mm	172mm	成人用
68064	4	4580188632560	208mm	182mm	成人用(大)

*1 基部の内部から先端までの長さを表す *2 内部垂直径を表す

軽量で使いやすいハンドル

- 単2、単3電池対応
- ISO7376グリーンスペック



スタンダード スリム ショート

ハンドルタイプ	LEDタイプ		
	カタログ番号	JAN Code	型 式 名
スタンダード	60813-LED	4580188632478	LED2.5Vハンドル (単2×2)
スリム	60814-LED	4580188632492	LED2.5Vハンドル (単3×2)
ショート	60815-LED	4580188632515	LED2.5Vハンドル (単3×2)

ハンドルタイプ	ハロゲンタイプ		
	カタログ番号	JAN Code	型 式 名
スタンダード	60813	4580188632461	2.5Vハンドル (単2×2)
スリム	60814	4580188632485	2.5Vハンドル (単3×2)
ショート	60815	4580188632508	2.5Vハンドル (単3×2)

LED 喉頭鏡セット

すべてのセットにはスタンダード、スリムタイプのLEDハンドルが付属しています。



LED喉頭鏡セット		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
68696-LED	4580188632669	ミラーブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#0, 1, 2, 3, 4, ケース)
69696-LED	4580188632676	マッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース)
69697-LED	4580188632683	イングリッシュマッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース)

ウェルチ・アレン 喉頭鏡電球・アクセサリ製品一覧

現行モデル ハンドル用電球				旧モデル ブレード用電球				
カタログ番号	対応 ハンドル	HPX電球 カートリッジアセンブリ (HPX 電球込)	JAN Code	カタログ番号	対応ブレード			JAN Code
					マッキントッシュ	イングリッシュ マッキントッシュ	ミラー	
06000-LED 	60813 60814 60815	NA	4580188632690	04700-U 	69041 69042	69241 69242	68040 68041 68045	4580188632706
06000-U 	60813 60814 60815	608125-501 	4580188632454	04800-U 	69043 69044	69243 69244	68042 68043 68044	4580188632713

現行モデル予備交換ファイバー（ライトパイプ・ボールドینگスクリュー）									
	ブレード サイズ	カタログ番号	JAN Code	対象		ブレード サイズ	カタログ番号	JAN Code	対象
	1	690123-501	4580188632829	乳児用		00	690122-505	4580188632782	未熟児用
	2	690123-502	4580188632850	小児用		0	690122-500	4580188632737	新生児用
	3	690123-503	4580188632843	成人用		1	690122-501	4580188632744	乳児用
	4	690123-504	4580188632836	成人用(大)		2	690122-502	4580188632751	小児用
	1	690124-501	4580188632867	乳児用		3	690122-503	4580188632768	成人用
	2	690124-502	4580188632874	小児用		4	690122-504	4580188632775	成人用(大)
	3	690124-503	4580188632881	成人用	ボールドイントスクリュー	690015-501		4580188632812	
	4	690124-504	4580188632898	成人用(大)					

販売名：ウェルチ・アレン 喉頭鏡 規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：挿管用喉頭鏡 JMDN：70948009
届出番号：13B2X00086000050
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡ディスプレイ直腸・肛門鏡



●一回使用で衛生的

ディスプレイ直腸・肛門鏡		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
53130	4562187044377	ディスプレイ直腸鏡鏡管 19mmφ×250mm (25本×4箱)
53110	4562187044360	ディスプレイ肛門鏡鏡管 19mmφ×100mm (25本×4箱)
36019	4562187044513	ディスプレイ直腸・肛門鏡用ファイバースコープライトヘッド
73500	4562187042816	3.5Vハンドルアダプター
30200	4562187043769	直腸・肛門鏡用二連球
30210	4562187048290	直腸用ディスプレイフィルター (10個入り)

※ディスプレイ直腸・肛門鏡の鏡管はいずれもライトヘッドが必要となります。
※53130+35019+72500と53110+35019+72500の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

販売名:ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般名称:硬性直達肛門鏡
JMDN:10156001
届出番号:13B2X00086000029
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 腔鏡



ディスプレイ腔鏡		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
590XS	4580188631556	クリーンパックディスプレイ腔鏡 (特小) (24本×4箱)
59000	4562187048481	クリーンパックディスプレイ腔鏡 (小) (24本×4箱)
59001	4562187048443	クリーンパックディスプレイ腔鏡 (中) (24本×4箱)
59004	4562187049723	クリーンパックディスプレイ腔鏡 (大) (18本×4箱)

※本製品は滅菌済み品ではありません。

販売名:ウェルチ・アレン 腔鏡
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ
一般名称:腔鏡
JMDN:15630000
届出番号:13B2X00086000025
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡各鏡管とパワーシステムの組み合わせについて

各鏡管とパワーシステムの組み合わせについては以下の図をご参照ください。



※各種ハンドルの詳細は7ページをご参照ください。

ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器 GSライト

●全ての機種でタッチレス機能搭載機器に触れることなく点灯が可能です。



GSイグザミネーションライトIV

GS300LEDライト

GSライトスペック表								
種類	色温度	照度※1	LED寿命	標準作業距離	照射径※1	電源	寸法・重量	電源コード長
GS IV 	5,500K	20,000 ルクス	50,000 時間	40cm	10-25cm	100-240V 50-60Hz 0.30A	●コントロールパネル 2.75×10.0×8.0cm ●ライトヘッド (長さ×直径) 13.1×4.0cm ●スタンド (高さ×底面直径) 61.0×53.0cm ●機器全体高さ (概寸)・重量 48810-J: 120.0cm、2.4kg 48810-J+48950: 153.0cm、5.63kg 48810-J+48960: 183.5cm、10.84kg	2.5m
GS 300 	5,500K	20,000 ルクス	50,000 時間	40cm	13-15cm	100-240V 50-60Hz 0.35A	●コントロールパネル 2.75×10.0×8.0cm ●ライトヘッド 19.0×9.0×8.0cm ●スタンド (高さ×底面直径) 61.0×53.0cm ●機器全体高さ (概寸)・重量 44410-J: 84.5cm、2.56kg 44400-J: 149.0cm、5.78kg 44410-J+48960: 179.5cm10.99kg	2.5m
GS 600 	5,500K	50,000 ルクス	50,000 時間	40cm	15-18cm	100-240V 50-60Hz 0.65A	●コントロールパネル 2.75×10.0×8.0cm ●ライトヘッド 34.5×19.2×8.6cm ●スタンド (高さ×底面直径) 61.0×53.0cm ●機器全体高さ (概寸)・重量 44610-J: 84.5cm、2.93kg 44600-J: 149.0cm、7.87kg 44610-J+48960: 179.5cm、13.08kg	2.5m

※1 標準作業距離時

GSイグザミネーションライト IV		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
48810-J	4562187041802	GSイグザミネーションライト IV テーブル/ウォールマウント付 モバイルスタンド (GSイグザミネーションライト IV用) モバイルスタンドトールサイズ GSイグザミネーションライト IV用 ディスプレイライトパイプカバー (25枚×5箱) カバーサイズ: 130.0×7.0cm
48950	4562187049464	
48960	4562187049792	
52640	4562187044315	

保証期間: ご購入後1年間 (対象: 本体・モバイルスタンド・電源コード)

GS300 LEDライト		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
44400-J	4562187040010	GS300 LEDライト モバイルスタンド付 GS300 LEDライト テーブル/ウォールマウント付 モバイルスタンドトールサイズ
44410-J	4562187046500	
48960	4562187049792	

保証期間: ご購入後1年間 (対象: 本体・モバイルスタンド・電源コード)

GS600 LEDライト		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
44600-J	4562187041789	GS600 LEDシステムライト モバイルスタンド付 GS600 LEDシステムライト テーブル/ウォールマウント付 GS600/GS900用 モバイルスタンドトールサイズ ディスプレイライトカバー (50枚×5箱) カバーサイズ: 22.5×7.0cm
44610-J	4562187041796	
48960	4562187049792	
52630	4562187049570	

保証期間: ご購入後1年間 (対象: 本体・モバイルスタンド・電源コード)



GS600LEDライト

販売名: ウェルチ・アレン 処置・診断用照明装置 JMDN: 36843000
規制区分: 一般医療機器 クラスⅠ 届出番号: 13B2X00086000037
一般的名称: 移動型診療用照明器 製造販売業者: ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

ハロゲンプロフェッショナルペンライト



- フレームは真鍮製で耐衝撃性に優れ、かつ軽すぎないため手振れが起きにくく安定して保持することができます。
- 電源はアルカリ単4電池2本です。

ハロゲンプロフェッショナルペンライト		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
76600 07600-U	— —	ハロゲンプロフェッショナルペンライト ハロゲン予備電球 (ハロゲンプロフェッショナルペンライト用)

保証期間: ご購入後1年間 (対象: 本体のみ)
※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。
※本品は非医療機器となります。

指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除した耐落下衝撃仕様

AAMI(*)の体落下衝撃仕様に準拠しています。

(*) AAMI(米国医療計測機器振興協会規格の略称)1967年設立 医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成



■デュラショック ゲージ一体型モデル

ゲージをカフに直接取り付けるコンパクトデザインで、体位や場所を選ばずご使用いただけます。

DS44-11
汎用性を重視したスタンダードモデル



DS45-11
精度と操作性を追求したスーペリアモデル



一台ごとのレーザー刻印目盛と、
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

DS48-11
152cmからの耐落下衝撃設計のプレミアムモデルです



一台ごとのレーザー刻印目盛と、
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

ゲージ一体型モデル				
測定範囲	0～300mmHg	カタログ番号	JAN Code	型 式 名
精 度	±3mmHg			
レーザー刻印目盛	DS44類※1：無 DS45※2・DS48※3：有	DS44-09	4562187040409	DS44 小児用(中)カフ付
ジュエルムーブメント	DS44類※1：無 DS45※2・DS48※3：有	DS44-10	4562187042045	DS44 成人用(小)カフ付
耐落下衝撃性	DS44類※1・DS45類※2：76cmからの耐落下衝撃設計	DS44-11	4562187042052	DS44 成人用(中)カフ付
	DS48類※3：152cmの高さからの耐落下衝撃設計	DS44-12	4562187040423	DS44 成人用(大)カフ付
精度保証※	DS44類※1・DS45類※2：ご購入後5年	DS44	4562187042922	DS44 ゲージのみ
	DS48類※3：ご購入後10年	DS45-09	4562187040430	DS45 小児用(中)カフ付
	(対象：ゲージ精度のみ)	DS45-10	4562187040447	DS45 成人用(小)カフ付
※1	DS44類はDS44、DS44-09、DS44-10、DS44-11、DS44-12を指します。	DS45-11	4562187040065	DS45 成人用(中)カフ付
※2	DS45類はDS45、DS45-09、DS45-10、DS45-11、DS45-12を指します。	DS45-12	4562187043066	DS45 成人用(大)カフ付
※3	DS48類はDS48、DS48-11を指します。	DS45	4562187043059	DS45 ゲージのみ
※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページを ご参照ください。		DS48-11	4562187042137	DS48 成人用(中)カフ付
		DS48	4562187048214	DS48 ゲージのみ

■デュラショック ポケット型モデル

ゲージアダプターの採用でカフ上のポケットにゲージを付け外しできるため、従来のコンパクトさはそのままに、文字盤を手元で見ることでもでき、さらに使いやすくなりました。

DS44A + REUSE-11-2BV
DS44のポケット型デザイン



(DS44A取り付け例)

DS45A + REUSE-11-2BV
DS45のポケット型デザイン



(DS45A取り付け例)

DS48A + REUSE-11-2BV
DS48のポケット型デザイン



(DS48A取り付け例)

ポケット型モデル				
測定範囲	0～300mmHg	カタログ番号	JAN Code	型 式 名
精 度	±3mmHg			
レーザー刻印目盛	DS44A：無 DS45A・DS48A：有	DS44A	4562187042939	DS44ポケット型 ゲージのみ
ジュエルムーブメント	DS44A：無 DS45A・DS48A：有	DS45A	4562187043073	DS45ポケット型 ゲージのみ
耐落下衝撃性	DS44A・DS45A：76cmの高さからの耐落下衝撃設計	DS48A	4562187042144	DS48ポケット型 ゲージのみ
	DS48A：152cmの高さからの耐落下衝撃設計			
精度保証※	DS44A・DS45A：ご購入後5年			
	DS48A：ご購入後10年			
	(対象：ゲージ精度のみ)			

※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページをご参照ください。
※DS44A,DS45A,DS48A単体ではゲージのみであるため、ご使用いただけません。
上記写真の通り、REUSE-11-2BVなどのその他製品との組み合わせが必要です。
※リユースブルカフ-07～13をご希望の場合、REUSE-07-2BV、REUSE-08-2BV、
REUSE-09-2BV、REUSE-10-2BV、REUSE-11-2BVを別途ご準備頂く必要があります。
※リユースブルカフ-06やディスポーザブルカフ各種をご希望の場合、上記何れかと
REUSE-06、SOFT-06、SOFT-07、SOFT-08、SOFT-09、SOFT-10、SOFT-11、SOFT-12、
SOFT-13を別途ご準備頂く必要があります。

■デュラショック ハンド型モデル

送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。

DS-5501-189
伝統的なデザインのスタンダードモデル



5098-27
指一本で減圧制御が可能な
トリガー式減圧バルブ



DS58-11
スーパーショックレジスタントの
プレミアムモデル



DS-5521-129の場合は
こちらのゲージになります

ハンド型モデル				
測定範囲	0～300mmHg	カタログ番号	JAN Code	型 式 名
精 度	±3mmHg			
レーザー刻印目盛	DS55類※4・DS66類※5・DS58類※6：有	DS-5501-189	4562187045954	DS55 ブラック 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
ジュエルムーブメント	DS55類※4：無 DS66類※5・DS58類※6：有	DS-5521-129	4562187045961	DS55 ブルー 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
耐落下衝撃性	DS55類※4・DS66類※5：76cmからの耐落下衝撃設計	5098-27	4562187042571	DS66 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
	DS58類※6：152cmの高さからの耐落下衝撃設計	5098-29	4562187047675	DS66 小児用(中)カフ付(ソフトケース付)
精度保証※	DS55類※4：ご購入後5年	5098-31	4562187042175	DS66 ゲージのみ
	DS66類※5・DS58類※6：ご購入後10年	DS58-11	4562187042168	DS58 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)
	(対象：ゲージ精度のみ)	DS58	4562187042151	DS58 ゲージのみ
※4	DS55類はDS-5501-189、DS-5521-129を指します。	※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページをご参照ください。		
※5	DS66類は5098-27、5098-29、5098-31を指します。	※5098-31,DS58単体ではご使用いただけません。		
※6	DS58類はDS58、DS58-11を指します。			
販売名：ウェルチ・アレン 血圧計	JMDN：16156000			
規制区分：管理医療機器 クラスⅠ	届出番号：13B2X00086000001			
一般的名称：アネロイド式血圧計	製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社			

ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000



販売名：ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000
規制区分：管理医療機器 クラスⅡ
一般的名称：医用電子血圧計
JMDN：16173010
届出番号：303AGBZX00036000
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



1つのボタン操作のみで加圧式による血圧測定を開始し、約20秒で完了します。
ワンタッチでディスポーザブルタイプのカフへの切り替えが可能です。

電子血圧計 ProBP2000		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
2000-A	4580188630399	ProBP2000 デジタル血圧計 (付属品：リユースブルフレックスポートカフ成人用(中)、 単三電池4個)

保証期間：ご購入後1年間(対象：本体のみ) ※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。
※対応カフは-09以上に対応しております。(P22のカフラインナップ参照)
※新生児、乳児、及び3歳未満の小児に使用しないでください。

『Tycos』を代表する長年の歴史あるデザイン

- 読みやすく正確な文字盤
 - ・直径15cmのタイコス767シリーズの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度を提供します。
 - ・奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストは離れていても読みやすい設計です。
- 摩耗に強いジュエルムーブメント
 - 指針のベアリングに摩耗に強いルビーを採用し、安定した精度を保持します。

※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。



タイコス767シリーズ

測定範囲	0～300mmHg
精 度	±3mmHg
レーザー刻印目盛	有
ジュエルムーブメント	有
耐落下衝撃性	耐衝撃性はありません
精度保証※	ご購入後10年（対象：ゲージ精度のみ）

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
7670-01	4562187040386	767シリーズウォール型 成人用(中)カフ付
7670-10	4562187049693	767シリーズスタンド型 成人用(中)カフ付
7670-16	4562187049778	767シリーズデスクトップ型 成人用(中)カフ付
【専用取付金具】		
87001010	4562187048078	767シリーズベッド取付金具（パイプ用）
87001040	4562187048092	767シリーズベッド取付金具（バッグボード用）

※カフ（フレックスポート）、交換部品およびアクセサリーは23～24ページをご参照ください。

販売名：ウェルチ・アレン 血圧計
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：アナロイド式血圧計
JMDN：16156000
届出番号：13B2X00086000001
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 リューザブルカフ

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
REUSE-06	4562187047255	リューザブルカフ 新生児用
REUSE-07	4562187047262	リューザブルカフ 乳幼児用
REUSE-08	4562187047279	リューザブルカフ 小児用（小）
REUSE-09	4562187047286	リューザブルカフ 小児用（中）
REUSE-10	4562187047293	リューザブルカフ 成人用（小）
REUSE-11	4562187047309	リューザブルカフ 成人用（中）
REUSE-12	4562187047316	リューザブルカフ 成人用（大）
REUSE-13	4562187047323	リューザブルカフ 大腿部用

※本製品は洗浄が可能です



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 ディスポーザブルカフ

カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5082-101-1	4580188631730	ディスポーザブルカフ 新生児用1 チューブ付き（10枚入）
5082-102-1	4580188631747	ディスポーザブルカフ 新生児用2 チューブ付き（10枚入）
5082-103-1	4580188631754	ディスポーザブルカフ 新生児用3 チューブ付き（10枚入）
5082-104-1	4580188631761	ディスポーザブルカフ 新生児用4 チューブ付き（10枚入）
5082-105-1	4580188631778	ディスポーザブルカフ 新生児用5 チューブ付き（10枚入）
SOFT-06	4562187047330	フレックスポートディスポーザブルカフ 新生児用 チューブなし（20枚入）
SOFT-07	4562187047347	フレックスポートディスポーザブルカフ 乳幼児用 チューブなし（20枚入）
SOFT-08	4562187047354	フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（小） チューブなし（20枚入）
SOFT-09	4562187047361	フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（中） チューブなし（20枚入）
SOFT-10	4562187047378	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（小） チューブなし（20枚入）
SOFT-11	4562187047385	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（中） チューブなし（20枚入）
SOFT-12	4562187047392	フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（大） チューブなし（20枚入）
SOFT-13	4562187047408	フレックスポートディスポーザブルカフ 大腿部用 チューブなし（20枚入）

ウェルチ・アレン フレックスポートカフは、フレックスポート™の採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。

1チューブフィッティング
2チューブフィッティング

フレックスポート

チューブの着脱はワンタッチの簡単操作です。
※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

標準化への3ステップ

Step1

血圧測定機器の仕様合ったフレックスポートフィッティングを血圧チューブ先端へ装着します。（※）

1チューブ用 2チューブ用

Step2

カフの種類を選択します。

ディスポーザブル リューザブル

Step3

患者さんの測定部位に適したカフのサイズを選択します。

※フレックスポートフィッティングの接続には専用のフレックスポートチューブをご使用ください。
血圧チューブとフレックスポートチューブを接続するためのコネクタについては、ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社へお問い合わせください。

True Standardization

カフ管理の標準化

カフからチューブの着脱を可能にしたフレックスポートにより、1チューブ、2チューブといった異なる仕様の血圧測定機器に共通のカフを使用できるようになりました。

- 品種統合を可能にすることで、在庫管理の煩雑さを軽減し、カフ管理の標準化を可能にします。
- 異なる診療科間で患者さんと一緒にカフを移動させる"カフのトラベリング"も容易です。



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

Accurate BP Readings

サイズバリエーション


様々なサイズバリエーションの中から患者さんにあったサイズをお選びいただくことができます。

- 新生児用から成人大腿部用まで、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
- サイズ選択を容易に行うため、サイズごとで色が分かれており、使用箇所のイラストも表示されています。
- 動脈インデックスマーカー（ARTERY INDEX MARKER）は、カフを巻く際の目安としてお使いいただけます。

サイズ表		
カフサイズ (cm)	測定部サイズ (cm)	動脈インデックスマーカー (ARTERY INDEX MARKER)
大腿部用 86×21	40～55	[13]
成人用 (大) 68×17	32～43	[12]
成人用 (中) 54×13	25～34	[11]
成人用 (小) 44×11	20～26	[10]
小児用 (中) 40×9	15～21	[9]
小児用 (小) 32×6	12～16	[8]
乳幼児用 27×5	9～13	[7]
新生児用 22×4	7～10	[6]



動脈インデックスマーカー（ARTERY INDEX MARKER）
※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。



患者さんの上腕動脈の上にカフに印刷されたARTERY INDEX MARKERの線を合わせ、患者さんの上腕部に沿って隙間の無いようにカフを巻きます。

"ARTERY INDEX MARKER"の線がカフに印刷されたRangeマークの範囲内に収まることを確認し、ベルクロテープを合わせて装着します。

フレックスポートカフは、臨床における様々なニーズに応え、血圧測定におけるベストプラクティスを可能にします。



Infection Prevention


感染対策

感染対策のためには、一人の患者さんへ専用のディスポーザブルカフの使用、または患者さんに使用したリューザブルカフを他の患者さんへ使用する前に、都度清浄化することが推奨されています。

出典：http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007IsolationPrecautions.html

- リューザブルカフは清浄化しやすい素材とシンプルなワンピース構造により、清潔なカフ管理を可能にします。
- ディスポーザブルカフは一人の患者さん専用で使用するにより、感染対策の向上が期待できます。

カフを取り巻く環境



Simple & Safety

シンプルな構造と操作、そして安全性



耐久性を備えたシンプルなワンピース構造です。



チューブや送気球を含む全ての部分がラテックスフリーのため、安心して使用できます。



ディスポーザブルカフは柔らかい素材で、リューザブルカフは丸みを帯びたエッジとラウンド加工を施し、患者さんの皮膚に優しい装着感です。



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 フレックスポート™カフ

フレックスポート™リユーズブルカフ			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	対 応 機 種
REUSE-07-2BV REUSE-08-2BV REUSE-09-2BV REUSE-10-2BV REUSE-11-2BV REUSE-12-2BV REUSE-13-2BV	4562187048221 4562187048238 4562187048245 4562187048252 4562187048269 4562187048276 4562187048283	乳幼児用・2T・送気球付 小児用(小)・2T・送気球付 小児用(中)・2T・送気球付 成人用(小)・2T・送気球付 成人用(中)・2T・送気球付 成人用(大)・2T・送気球付 大腿部用・2T・送気球付 2チューブ ルアーロックコネクタ／送気球付  ※ルアーロックコネクタ(黒色)はDS48Aとタイコス767シリーズで使用し、その他では外して使用します。 ※タイコス767シリーズは21ページをご参照ください。 (チューブ長:203mm/330mm)	

※カフのデザイン(ロゴ)は変更の可能性が御座います。

フレックスポート™ チューブキット (リユーズブルカフのみ)			
カタログ番号	JAN Code	型 式 名	対 応 機 種
REUSE-06-1TP REUSE-07-1TP REUSE-08-1TP REUSE-09-1TP REUSE-10-1TP REUSE-11-1TP REUSE-12-1TP REUSE-13-1TP	4562187046753 4562187046760 4562187046777 4562187046784 4562187046791 4562187046807 4562187046814 4562187046821	新生児用 乳幼児用 小児用(小) 小児用(中) 成人用(小) 成人用(中) 成人用(大) 大腿部用 1チューブ ルアーロックコネクタ付  (チューブ長:610mm) 	 DS44類※1 DS45類※2 DS48類※3  DS55類※4 DS66類※5 DS58類※6 ※ルアーロックコネクタ(黒色)は、DS66類(5098-27など)とDS58類で使用し、その他では外して使用します。
REUSE-07-2TP REUSE-08-2TP REUSE-09-2TP REUSE-10-2TP REUSE-11-2TP REUSE-12-2TP REUSE-13-2TP	4562187046890 4562187046906 4562187046913 4562187046920 4562187046937 4562187046944 4562187046951	乳幼児用 小児用(小) 小児用(中) 成人用(小) 成人用(中) 成人用(大) 大腿部用 2チューブ ルアーロックコネクタ付  (チューブ長:203mm/330mm) 	REUSE-07-2BV REUSE-08-2BV REUSE-09-2BV REUSE-10-2BV REUSE-11-2BV REUSE-12-2BV REUSE-13-2BV ※対応機種は左記品番と同様です。 ※こちらは左記品番の送気球が附属していない品番です。
REUSE-07-2TPE REUSE-08-2TPE REUSE-09-2TPE REUSE-10-2TPE REUSE-11-2TPE REUSE-12-2TPE REUSE-13-2TPE	4562187046968 4562187046975 4562187046982 4562187046999 4562187047002 4562187047019 4562187047026	乳幼児用 小児用(小) 小児用(中) 成人用(小) 成人用(中) 成人用(大) 大腿部用 2チューブ ルアーロックコネクタ同梱 (チューブに差し込んで使えるルアーロックコネクタを同梱しています)  (チューブ長:610mm/610mm) 	REUSE-07-2BV REUSE-08-2BV REUSE-09-2BV REUSE-10-2BV REUSE-11-2BV REUSE-12-2BV REUSE-13-2BV ※対応機種は左記品番と同様です。 ※こちらは左記品番の送気球が附属しておらず、且つチューブが長い品番です。

※カフのデザイン(ロゴ)は変更の可能性が御座います。

※1 DS44類はDS44、DS44-09、DS44-10、DS44-11、DS44-12を指します。

※2 DS45類はDS45、DS45-09、DS45-10、DS45-11、DS45-12を指します。

※3 DS48類はDS48、DS48-11を指します。

※4 DS55類はDS-5501-189、DS-5521-129を指します。

※5 DS66類は5089-27、5089-29、5089-31を指します。

※6 DS58類はDS58、DS58-11を指します。

※1-6 詳しくは19-20ページをご参照ください。




リユーズブルカフ洗浄時使用アクセサリ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5082-159	4562187047477	洗浄用カフポートプラグ (フレックスポートカフ用) 

767タイコスシリーズのチューブ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5089-13	4562187042519	767タイコス用コイルチューブ 

チューブ接続部		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
PORT-1	4562187047415	フレックスポートフィッティング 1チューブ用(10個入) 
PORT-2	4562187047422	フレックスポートフィッティング 2チューブ用(10個入) 

DS45類※2 DS48類※3 DS44A DS45A DS48A 専用バルブ・送気球		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5088-01	4562187042472	エアーリリースバルブ付送気球 (中) 
5087-01	4562187042441	プレミアムエアー リリースバルブ 
5086-01	4562187042397	プレミアム送気球 (中) 
5086-03	4562187042403	プレミアム送気球 (大) 

DS44類※1 専用バルブ・送気球		
カタログ番号	JAN Code	型 式
5087-16	4562187042465	スタンダードエアーリリースバルブ 
5086-08	4562187042434	スタンダード送気球(グレー) 

チューブ接続部・チューブ・コネクタ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
1-TPS	4562187047484	フレックスポート用1チューブ ルアーロックコネクタ付 (10本入)  (チューブ長:610mm)
2-SRC	4562187047491	フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ付 (10本入)  (チューブ長:203mm/330mm)
2-TPSE	4562187047507	フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ同梱 (10本入)(チューブに差し込んで使えるルアーロックコネクタが同梱されています)  (チューブ長:610mm/610mm)
1-SC	4562187047514	フレックスポート用1チューブ ネジ式コネクタ付 (10本入)  (チューブ長:203mm)

チューブ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5082-188	4562187047439	フレックスポートチューブ 203mm (10本入) 
5082-189	4562187047446	フレックスポートチューブ 330mm (10本入) 
5082-193	4562187048054	フレックスポートチューブ 610mm (10本入) 
5082-194	4562187048061	フレックスポートチューブ 800mm (10本入) 

※1-6 左ページと同様です。
詳しくは19-20ページをご参照ください。

DS55類※4 DS58類※6 DS66類※5 専用送気球など		
カタログ番号	JAN Code	型 式
17-31-902	4562187044681	DS55用送気球 (黒) 
17-31-922	4562187044650	DS55用送気球 (青) 
5086-06	4562187046746	DS58用送気球 
5086-04	4562187042410	DS66用送気球 
5082-187	4580188631785	DS66用接続チューブ 

DS44類※1 DS45類※2 DS48類※3 チューブアダプター		
カタログ番号	JAN Code	型 式
1DSLС	4562187047606	DS44ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球付 (チューブ長:610mm) 
1DSAS	4562187047613	DS45ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球(中)付 (チューブ長:610mm) 
1DSAL	4562187047620	DS45ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球(大)付 (チューブ長:610mm) 
1SRCS	4562187047637	DS48ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球(中)付 (チューブ長:610mm) 
1SRCL	4562187047644	DS48ゲージ 一体型専用 チューブアダプター 送気球(大)付 (チューブ長:610mm) 

モニター接続コネクタ		
カタログ番号	JAN Code	型 式 名
5082-164	4562187047460	ネジ式コネクタ(10個入) 
5082-171	4562187048047	チューブコネクタ(10個入) 
5082-172	4562187048191	ロッキングコネクタ オス(10個入) 
5082-191	4562187048108	ロッキングコネクタ メス(10個入) 
5082-190	4562187048122	バイオネットコネクタ オス(10個入) 
5082-200	4562187048207	ルアーロックコネクタ メス ※1個入りです。 
5082-100	—	トリバーパスコネクタ メス(10個入) 



5079 - 125



エリート用アクセサリキット（標準付属品）
●イヤーチップ（3種類）
●小児用交換キット

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

- 雑音に強く効果的な音響設計
・ステンレス鋼製のチェストピースは歪音を防ぎ、デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。
- 快適な装着感でよりクリアな音に
耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。
- 小児用聴診器としても
アクセサリキット（標準付属品）の小児用ダイヤフラムに交換すれば、すぐに小児用聴診器としてもご使用いただけます。

製品仕様

エリート				
ダイヤフラム径／成人用：47mm・小児用：34mm ベル径／成人用：32mm・小児用：30mm チェストピース／ステンレス製 ※アクセサリキット付				
カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全長	重量
5079-125	4562187040027	ブラック	71cm	210g
5079-270	4562187040034	バーガンディー	71cm	210g
5079-271	4562187040041	ネイビー	71cm	210g
5079-284	4562187040058	フォレストグリーン	71cm	210g

保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



5079 - 323



ダブルヘッド

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

- 循環器聴診もサポートするハイグレードモデル
・真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部は、クリック音（Click Sound）・心雑音（Murmur Sound）・駆出音（Ejection Sound）などの音も聴診いただけます。
- ・デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。

製品仕様

ハーバーDLX				
【トリプルヘッド】ダイヤフラム径／47mm ベル径／28mm チェストピース／真鍮製				
カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全長	重量
5079-321	4562187040232	ブラック	71cm	275g
5079-322	4562187040249	バーガンディー	71cm	275g
5079-323	4562187040256	ネイビー	71cm	275g
5079-324	4562187040263	フォレストグリーン	71cm	275g
【ダブルヘッド】ダイヤフラム径／47mm ベル径／28mm チェストピース／真鍮製				
カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全長	重量
5079-325	4562187040270	ブラック	71cm	235g
5079-326	4562187040287	バーガンディー	71cm	235g
5079-327	4562187040294	ネイビー	71cm	235g
5079-328	4562187040300	フォレストグリーン	71cm	235g

保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



5079 - 139



小児用

チューブカラーバリエーション

【成人用】

	5079-135	：ブラック
	5079-139	：パーガンディー
	5079-137	：ネイビー
	5079-285	：フォレストグリーン
	5079-289	：ブルー

【小児用】

	5079-145	：ブラック
	5079-149	：パーガンディー
	5079-147	：ネイビー
	5079-287	：フォレストグリーン
	5079-291	：ブルー

- 機能性に優れたスタンダードモデル
 - ・チェストピースは歪音を防ぐステンレス鋼製で、深く滑らかなベル部デザインはデリケートな低周波領域の音もしっかりと聴診いただけます。
 - ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。
- 快適な装着感でよりクリアな音に
 - ・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

製品仕様

プロフェッショナル〈成人用/小児用〉

【成人用】ダイヤフラム径／47mm

ベル径／34mm チェストピース／ステンレス製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-135	4562187040072	ブラック	71cm	135g
5079-139	4562187040096	パーガンディー	71cm	135g
5079-137	4562187040089	ネイビー	71cm	135g
5079-285	4562187040102	フォレストグリーン	71cm	135g
5079-289	4562187040119	ブルー	71cm	135g

【小児用】ダイヤフラム径／34mm

ベル径／28mm チェストピース／ステンレス製

カタログ番号	JAN Code	チューブカラー	全 長	重 量
5079-145	4562187040133	ブラック	71cm	115g
5079-149	4562187040157	パーガンディー	71cm	115g
5079-147	4562187040140	ネイビー	71cm	115g
5079-287	4562187040218	フォレストグリーン	71cm	115g
5079-291	4562187040225	ブルー	71cm	115g

保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

バイノーラル											
	エリート・ハーバーDLX用	カタログ番号	JAN Code	カラー			プロフェッショナル用	カタログ番号	JAN Code	カラー	
		5079-121	4562187041178		ブラック			5079-195	4562187041291		ブラック
		5079-274	4562187041383		バーガンディー			5079-199	4562187041321		バーガンディー
		5079-275	4562187041390		ネイビー			5079-197	4562187041314		ネイビー
		5079-307	4562187041420		フォレストグリーン			5079-196	4562187041307		フォレストグリーン
5079 - 121						5079 - 195		5079-304	4562187044056		ブルー

Yチューブ				
 5079-120	エリートハーバーDLX用	カタログ番号	JAN Code	チューブカラー
		5079-120	4562187041161	 ブラック
		5079-272	4562187041369	 パーガンディー
		5079-273	4562187041376	 ネイビー
		5079-305	4562187041413	 フォレストグリーン

5079-233

エリートハーバーDLX用

カタログ番号	JAN Code	カラー		プロフェッショナル用	カタログ番号	JAN Code	カラー	
5079-336	4562187041451	ブラック	ラージ		5079-366	4562187041499	ブラック	ラージ
5079-233	4562187041352	グレー	ラージ		5079-170	4562187041239	グレー	ラージ
5079-314	4562187045930	グレー	スモール		5079-313	4562187046739	グレー	スモール

ダイヤフラムヘッド												
 5079-316  5079-116	エリート用	カタログ番号	JAN Code	カラー			ハート・ハーバーDLX用	カタログ番号	JAN Code	カラー		
		5079-116	4562187044940		ブラック	成人用		5079-319	4562187047729	—	成人用	
		5079-279	4562187046647		グレー	成人用		5079-316	4562187041437	—	小児用	
		5079-115	4562187041130		ブラック	小児用	プロフェッショナル用	5079-211	4562187041338		ブラック	成人用
		5079-278	4562187046715		グレー	小児用		5079-210	4562187046623		グレー	成人用
								5079-214	4562187047682		ブラック	小児用
						5079-215	4562187046630		グレー	小児用		

ノンチルリム

 5079-118	エリート用 ベル側	カタログ番号	JAN Code	カラー		プロフェッショナル用 ベル側	カタログ番号	JAN Code	カラー	
		5079-118	4562187041154	 ブラック	成人用		5079-180	4562187043226	 ブラック	成人用
		5079-277	4562187041406	 グレー	成人用		5079-181	4562187041246	 グレー	成人用
		5079-117	4562187041147	 ブラック	小児用		5079-182	4562187041253	 ブラック	小児用
	5079-276	4562187045527	 グレー	小児用	5079-183		4562187041260	 グレー	小児用	
 5079-126	エリート・プロフェッショナル用 ダイヤフラム側	5079-126	4562187041215	 ブラック	成人用					
		5079-184	4562187041277	 グレー	成人用					
		5079-127	4562187041222	 ブラック	小児用					
		5079-185	4562187041284	 グレー	小児用					

ダイヤフラム				
 5079-05	コルゲート	カタログ番号	JAN Code	
		5079-05	—	エリート・ハーバーDLX・プロフェッショナル成人用 コルゲート(ブラック)
	5079-11	4562187046722	エリート・ハーバーDLX・プロフェッショナル小児用 コルゲート(ブラック)	
 5079-104	フラット	5079-104	4562187049990	エリート・ハーバーDLX・プロフェッショナル成人用 フラット(黒)
		5079-123	4562187041192	エリート・ハーバーDLX・プロフェッショナル成人用 フラット(乳白色半透明)
		5079-124	4562187041208	エリート・ハーバーDLX・プロフェッショナル小児用 フラット(乳白色半透明)







販売名：ウェルチ・アレン 聴診器
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ
一般的名称：機械式聴診器
JMDN：13755000
届出番号：13B2X00086000032
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

LED予備電球

- 従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず、長寿命、省電力で経済的
ハロゲン電球と比べ、ランプ寿命は約30倍、消費電力は半分以下で、充電式ハンドルの使用継続可能時間は、約3倍になりました(当社比較)
- SureColor™技術をLEDに施し、観察に適した色合いの光をランプ寿命の間、常に安定して提供します

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
03100-LED 	4562187049594	約500時間	 20000  20200  21700  41100  43300
06500-LED 	4562187049624	約500時間	 23820  23920
03800-LED 	4562187049600	約500時間	 11810  11820
04900-LED 	4562187049617	約500時間	 11720  11720-L
06000-LED 	4580188632690	約500時間	 60813  60814  60815 ※現行モデル 喉頭鏡ハンドル

ハロゲン予備電球

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
03000-U 	4562187045008	約20時間	 47300  12400
03100-U 	4562187045015	約16.5時間	 20000  20200  21700  26030  26530  28100  27000  27050  41100  43300  73500
03400-U 	4562187045022	約20時間	 22821  14220  22841
03800-U 	4562187045053	約18時間	 11810  11820
03900-U 	4562187045060	約20時間	 12821  12851
04700-U 	4580188632706	約14時間	 69241  69041  68045  68040  69042  68041 ※旧モデル 喉頭鏡 (ブレード部分)
04800-U 	4580188632713	約14時間	 69243  69043  68042  68043  69044  68044 ※旧モデル 喉頭鏡 (ブレード部分)

ハロゲン予備電球

カタログ番号	JAN Code	ランプ寿命	対応モデル
04900-U 	4562187045114	約17時間	 11720  11720-L
06000-U 	4580188632454	約20時間	 60813  60814  60815 ※現行モデル 喉頭鏡ハンドル
06500-U 	4562187045145	約16.5時間	 23820  23920
07600-U 	—	約10時間	 76600
07800-U 	4562187045169	約75時間	 73210
08500-U 	—	約30時間	 20510H  20510S
08800-U 	4562187045213	約125時間	 78810
08200-U 	4562187045176	約18時間	 18245

ウェルチ・アレン 充電電池 / 電源コード

※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。

カタログ番号	JAN Code	対応モデル	カタログ番号	JAN Code	対応モデル
71960 	4562187043240	 71907  71910	72300 	4562187043301	 71000-C
72200 	4562187043271	 71670	719-BATT 	4571594030088	 719-3  719-CAB
75270 	4562187044209	 49020/49000B			

電球に関する交換方法とご注意

以下は電球の交換の代表例
(ウェルチ・アレン耳鏡 マクロビュー)です。
実際の交換におきましては、
各製品の取扱説明書をお読みください。

① 電球の下をつまんで
引っ張り出します。



② 新しい電球を元の位置に
押しこめます。



- ⚠ 注意:電池は各製品用に指定された型式のみをお使いください。
- ⚠ 注意:電池交換の際は、電池の向きに十分注意してください。電池の向きを間違えた場合、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
- ⚠ 注意:市販の乾電池を使う製品においては、指定のもの以外使用しないでください。オキシライド乾電池は初期電圧が高く、電球の寿命が短くなったり、電球の取り付け部が高温になり製品の異常動作や破損を引き起こす場合がありますので、使わないでください。また乾電池の交換は使われている本数全てを同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池を一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
- ⚠ 注意:破棄は各自治体の規制に準じて適切に行ってください。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
規制区分:一般医療機器 クラスI
一般的名称:汎用光源
JMDN: 32037000
届出番号:13B2X00086000030
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
03000-U	31	22004	12	43300	10	5079-304	30	53130	15	71970	7	REUSE-08-2TP	25
03100-LED	9・10・31	22005	12	44400-J	18	5079-305	30	59000	15	72200	32	REUSE-08-2TPE	25
03100-U	9・10・31	22009	12	44410-J	18	5079-307	30	59001	15	72300	7・32	REUSE-09	22
03400-U	31	22023	12	44600-J	18	5079-313	30	59004	15	73500	15	REUSE-09-1TP	25
03800-LED	8・31	22025	12	44610-J	18	5079-314	30	590XS	15	75270	32	REUSE-09-2BV	25
03800-U	31	22027	12	48810-J	18	5079-316	30	60813	14	76600	18	REUSE-09-2TP	25
03900-U	31	22100	12	48950	18	5079-319	30	60813-LED	14	7670-01	21	REUSE-09-2TPE	25
04700-U	14・31	22120	12	48960	18	5079-321	28	60814	14	7670-10	21	REUSE-10	22
04800-U	14・31	22821	10	5079-05	30	5079-322	28	60814-LED	14	7670-16	21	REUSE-10-1TP	25
04900-LED	8・31	22841	10	5079-104	30	5079-323	28	60815	14	775815	8	REUSE-10-2BV	25
04900-U	32	22870-BLK	10	5079-11	30	5079-324	28	60815-LED	14	77710	7	REUSE-10-2TP	25
06000-LED	14・31	22870-BLU	10	5079-115	30	5079-325	28	68060	13	87001010	21	REUSE-10-2TPE	25
06000-U	14・32	22870-PUR	10	5079-116	30	5079-326	28	68061	13	87001040	21	REUSE-11	22
06500-LED	31	22870-WHT	10	5079-117	30	5079-327	28	68062	13	92821	10	REUSE-11-1TP	25
06500-U	32	22880-BLK	10	5079-118	30	5079-328	28	68063	13	92871-BLK	10	REUSE-11-2BV	25
07600-U	18・32	22880-BLU	10	5079-120	30	5079-336	30	68064	13	92871-PUR	10	REUSE-11-2TP	25
07800-U	32	22880-PUR	10	5079-121	30	5079-366	30	68065	13	92871-WHT	10	REUSE-11-2TPE	25
08200-U	8・32	22880-WHT	10	5079-123	30	5082-100	26	68696-LED	14	92871-BLU	10	REUSE-12	22
08500-U	32	238-2	6	5079-124	30	5082-101-1	22	690015-501	14	92880-BLK	10	REUSE-12-1TP	25
08800-U	32	238-3	6	5079-125	27	5082-102-1	22	690122-500	14	92880-BLU	10	REUSE-12-2BV	25
1-SC	26	23804	6	5079-126	30	5082-103-1	22	690122-501	14	92880-PUR	10	REUSE-12-2TP	25
1-TPS	26	24302-U	11	5079-127	30	5082-104-1	22	690122-502	14	92880-WHT	10	REUSE-12-2TPE	25
106144	3	24303-U	11	5079-135	29	5082-105-1	22	690122-503	14	93700	3	REUSE-13	22
106145	3	24304-U	11	5079-137	29	5082-159	26	690122-504	14	93700-NP	3	REUSE-13-1TP	25
106146	3	24305-U	11	5079-139	29	5082-164	26	690122-505	14	93720	4	REUSE-13-2BV	25
11720-L	8	24320	11	5079-145	29	5082-171	26	690123-501	14	93740	4	REUSE-13-2TP	25
118-2	5	24323	11	5079-147	29	5082-172	26	690123-502	14	95001	10	REUSE-13-2TPE	25
118-3	5	24325	11	5079-149	29	5082-187	26	690123-503	14	DS-5501-189	20	SOFT-06	22
118-EC	5	24327	11	5079-170	30	5082-188	26	690123-504	14	DS-5521-129	20	SOFT-07	22
11810	8	24330	11	5079-180	30	5082-189	26	690124-501	14	DS44	19	SOFT-08	22
11820	8	24400-U	11	5079-181	30	5082-190	26	690124-502	14	DS44-09	19	SOFT-09	22
11821	10	24420	11	5079-182	30	5082-191	26	690124-503	14	DS44-10	19	SOFT-10	22
12851	10	250-2	9	5079-183	30	5082-193	26	690124-504	14	DS44-11	19	SOFT-11	22
11840-IEX	5・6	26530	9	5079-184	30	5082-194	26	69061	13	DS44-12	19	SOFT-12	22
12870-BLK	10	30200	15	5079-185	30	5082-200	26	69062	13	DS44A	19	SOFT-13	22
12870-BLU	10	30210	15	5079-195	30	5086-01	26	69063	13	DS45	19	VS100S-J	3
12870-PUR	10	36019	15	5079-196	30	5086-03	26	69064	13	DS45-09	19		
12870-WHT	10	39402	4	5079-197	30	5086-04	26	69211	13	DS45-10	19		
12880-BLU	10	39410	3・4	5079-199	30	5086-06	26	69212	13	DS45-11	19		
12880-PUR	10	39412	3・4	5079-210	30	5086-08	26	69213	13	DS45-12	19		
12880-WHT	10	39420	4	5079-211	30	5087-01	26	69214	13	DS45A	19		
12880-BLK	10	39421	4	5079-214	30	5087-16	26	69696-LED	14	DS48	19		
17-31-902	26	39422-35-025	4	5079-215	30	5088-01	26	69697-LED	14	DS48-11	19		
17-31-922	26	39422-47-025	4	5079-233	30	5089-13	25	71-XXXLDE-J	7	DS48A	19		
18245	8	39422-58-025	4	5079-270	27	5098-27	20	71000-C	7	DS58	20		
1DSAL	26	39422-07-025	4	5079-271	27	5098-29	20	71027-503	7	DS58-11	20		
1DSAS	26	39422-08-025	4	5079-272	30	5098-31	20	71030	7	PORT-1	25		
1DSLCL	26	39422-09-025	4	5079-273	30	52133-B	12	71050-C	7	PORT-2	25		
1SRCL	26	39422-10-025	4	5079-274	30	52134-B	12	71670	7	PPJP-01	3		
1SRCS	26	39422-11-025	4	5079-275	30	52135-B	12	719-3	7	REUSE-06	22		
2-SRC	26	39422-12-025	4	5079-276	30	52400-B	11	719-BATT	7・32	REUSE-06-1TP	25		
2-TPSE	26	39422-13-025	4	5079-277	30	52432-UB	11	719-CAB	7	REUSE-07	22		
2000-A	20	39422-14-025	4	5079-278	30	52432-CLR-2	12	719-DSK-J	7	REUSE-07-1TP	25		
20000	9	39422-15-025	4	5079-279	30	52434-CLR-2	12	719-RHEO	7	REUSE-07-2BV	25		
21501	9	39422-19-025	4	5079-284	27	52434-UB	11	71907	7	REUSE-07-2TP	25		
21504	11	39500	4	5079-285	29	52630	18	71910	7	REUSE-07-2TPE	25		
21700	9	41100	10	5079-287	29	52640	18	71943	7	REUSE-08	22		
22002	12	419986	8	5079-289	29	52700	11	71947	7	REUSE-08-1TP	25		
22003	12	420047	8	5079-291	29	53110	15	71960	7・32	REUSE-08-2BV	25		