

***Baxter***

ウェルチ・アレン  
総合カタログ

***Baxter***

＜記載製品についてのお問い合わせ先＞  
ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社  
東京都港区芝浦3丁目4番1号  
グランパークタワー30階  
TEL:03-4567-1403  
JP-FLC158-230002 V2.0 2024/12



# デモ器依頼

一部製品でデモ器をお貸出しを行っております。  
下記QRコードかURLからお申込み頂けます。  
※直接お電話などでも受け付けております



<https://forms.office.com/r/CfmirSSSfm>

# PRODUCT SECTIONS

## ■診断機器

- P.03 ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー
- P.04 ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー
- P.04 ウェルチ・アレン マイクロティンプ4
- P.05 ウェルチ・アレン 検眼鏡
- P.06 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
- P.07 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル
- P.08 ウェルチ・アレン 診断セット
- P.09 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡
- P.10 ウェルチ・アレン イルミネーター
- P.10 ウェルチ・アレン 診断セット ポケットLED耳鏡・検眼鏡
- P.11-12 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 スペキュラ
- P.13-14 ウェルチ・アレン 喉頭鏡
- P.15 ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡
- P.15 ウェルチ・アレン 膣鏡

## ■医療用照明機器

- P.17 ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器
- P.18 ウェルチ・アレン 処置・診断用ヘッドライト・ペンライト

## ■血圧計・聴診器

- P.19-21 ウェルチ・アレン 血圧計
- P.22-26 フレックスポートカフ
- P.27-30 ウェルチ・アレン 聴診器

## ■予備電球・充電電池

- P.31-32 ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 予備電球・充電電池
  
- P.33-34 牽引



## ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー



スポットビジョンスクリーナーでは患者の両眼の屈折力、瞳孔の大きさ、および眼位を計測することにより6つの弱視(近視、遠視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同)の危険因子を検出いたします。



別売りの専用プリンターで、スクリーニング結果を印刷できます。基準値外の結果に関しては赤色で表示されるため分かりやすく、その場で患者様への説明にお役立ていただけます。



| ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| カタログ番号                  | JAN Code      | 型 式 名   |
| VS100S-J                | 4580188633246 | スポットビジョンスクリーナー<br>(本体、ACコード、リストストラップ、キャリーケース) |
| PPJP-01                 | —             | SVS用HPモバイルプリンターセット                            |
| 106145                  | —             | VS用ネックストラップ                                   |
| 106146                  | —             | VS用リストストラップ                                   |
| 106144                  | —             | キャリーケース                                       |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・ACアダプターのみ）

ロゴは病院様のものに变更可能です。

販売名：ウェルチ・アレン スポットビジョンスクリーナー  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：レフラクトメータ  
JMDN：36387010  
届出番号：13B2X00086000038  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社


## ウェルチ・アレン マイクロティンプ4



機器先端のプロープで外耳道を密閉し空気圧を変化させながら検査音を発生させ鼓膜から反射された音を測定します。結果はティンパノグラムという波形で表示され、グラフの形から中耳の状態を把握することができます。

| ウェルチ・アレン マイクロティンプ4 |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| カタログ番号             | JAN Code      | 型 式 名   |
| 93700              | 4580188630405 | マイクロティンプ4コンプリートセット<br>(本体、クレードル、イヤーチップキット、プリンターケーブル、プリンターセット) |
| 93700-NP           | 4580188630412 | マイクロティンプ4 プリンター無し<br>(本体、クレードル、イヤーチップキット、プリンターケーブル)           |
| 39410              | —             | OAE/MT4用プリンターセット<br>(プリンターとそのコードのみ)                           |
| 39412              | —             | OAE/MT4用プリンター用ロール紙  |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC）



検査結果は自動判定で表示されます。その場で検査結果が印刷可能です。

販売名：ウェルチ・アレン マイクロティンプ4  
規制区分：管理医療機器 クラスⅡ  
一般的名称：インピーダンスオージオメータ  
JMDN：36717010  
認証番号：303AGBZX00052000  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

## ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー

検査結果は完了か要検査で表示されます。その場で検査結果が印刷可能です。



4つの周波数（2、3、4、5、kHz）での他覚的スクリーニング技術による検査は新生児、幼児、就学前及び学齢期の子どものスクリーニングにもお使いいただけます。


| ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| カタログ番号                  | JAN Code      | 型 式 名  |
| 39500                   | 4580188634007 | OAEスクリーナーコンプリートセット<br>(プリンター、ディスプレイイヤーチップスターターキット、充電クレードル) |
| 39410                   | —             | OAE/MT4用プリンターセット(プリンターとそのコードのみ)                            |
| 39412                   | —             | OAE/MT4用プリンター用ロール紙   |
| 39402                   | —             | OAEスクリーナー プロープアクセサリ  |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・クレードル・クレードル用AC・プリンター通信ケーブル・プリンター・プリンター用AC）


※39402はプロープ部分のみです。左記をご参照ください。

販売名：ウェルチ・アレン OAEヒアリングスクリーナー  
規制区分：管理医療機器 クラスⅡ  
一般的名称：耳音響反射装置  
JMDN：36908000  
認証番号：302AFBZX00080000  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

## アクセサリ類（マイクロティンプ4、OAEスクリーナー用）



| アクセサリ類（マイクロティンプ4、OAEスクリーナー用） |               |                               |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| カタログ番号                       | JAN Code      | 型 式 名                         |
| 39420                        | 4580188634120 | OAEディスプレイイヤーチップスターターキット       |
| 93720                        | 4580188630450 | MT4 ディスボーザブルイヤーチップキット         |
| 39421                        | 4580188634137 | OAEスクリーナープロープチューブ(100個入)      |
| 93740                        | —             | MT4プロープチップ(3セット入)             |
| 39422-35-025                 | 4580188634489 | OAEディスプレイイヤーチップ3-5mm(25個入)    |
| 39422-47-025                 | 4580188634502 | OAEディスプレイイヤーチップ4-7mm(25個入)    |
| 39422-58-025                 | 4580188634526 | OAEディスプレイイヤーチップ5-8mm(25個入)    |
| 39422-07-025                 | 4580188634304 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ7mm(25個入)  |
| 39422-08-025                 | 4580188634328 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ8mm(25個入)  |
| 39422-09-025                 | 4580188634342 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ9mm(25個入)  |
| 39422-10-025                 | 4580188634366 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ10mm(25個入) |
| 39422-11-025                 | 4580188634380 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ11mm(25個入) |
| 39422-12-025                 | 4580188634403 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ12mm(25個入) |
| 39422-13-025                 | 4580188634427 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ13mm(25個入) |
| 39422-14-025                 | 4580188634441 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ14mm(25個入) |
| 39422-15-025                 | 4580188634465 | OAE/MT4ディスプレイイヤーチップ15mm(25個入) |
| 39422-19-025                 | 4580188630474 | MT4ディスプレイイヤーチップ 19mm (25個入)   |





## ウェルチ・アレン 検眼鏡 パンオプティックベーシック／プラス



※スマートフォンにつきましては別途で準備ください。



PanOptic 検眼鏡

- ・LEDライトを標準搭載しています。
- ・従来同様、検眼鏡越しに直接観察をするパンオプティックベーシックと、スマートフォンを接続しその画面越しに観察を行うパンオプティックプラスの2種類から選べます。
- ・スマートフォンに専用のアプリケーション (iExaminerPro/iPhoneのみ対応) をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
- ・パンオプティックプラスには患者の視線の誘導を目的とした2つのライトが備えられています (クイックアイアライメント機能)。
- ・弊社標準検眼鏡 (カタログ番号: 11720-L) に比べ表示領域が広がりました。



パンオプティックベーシック  
カタログ番号: 118-2



パンオプティックプラス  
カタログ番号: 118-3

### クイックアライメント機能



視神経乳頭を観察する際、通常は患者外側15度からの斜めのアプローチが有効です。クイックアイアライメント機能の誘導灯を患者様に見ていただくことで、通常の対面状態のまま視神経乳頭を観察することが可能です。

※右眼を観察の場合：赤色のライトを見ていただきます  
※左眼を観察の場合：黄色のライトを見ていただきます

販売名: ウェルチ・アレン 検眼鏡  
規制区分: 一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称: 直像検眼鏡  
JMDN: 12817000  
届出番号: 13B2X00086000033  
製造販売業者: ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

### アパーチャー見本



スモール ラージ スリット レッドフリー 直視 コバルトブルー

| パンオプティックベーシック／プラス |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| カタログ番号            | JAN Code      | 型 式 名         |
| 118-2             | 4580188630016 | パンオプティックベーシック |
| 118-3             | 4580188630023 | パンオプティックプラス   |

保証期間: ご購入後1年間 (対象: 検眼鏡ヘッド)  
※アイカップ1個付属  
※118-3のみスマートフォンが装着ができます。  
※アパーチャーは118-2, 118-3両方とも同じ種類が搭載されています。  
スモール、ラージ、スリット、レッドフリー、直視、コバルトブルー  
※118-2, 118-3対応ハンドルは7ページをご参照ください。

### その他 アクセサリー



使用イメージ

| パンオプティック用アイカップ |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| カタログ番号         | JAN Code      | 説 明    |
| 118-EC         | 4580188630054 | 入数: 5個 |



| iExaminerキット |               |        |
|--------------|---------------|--------|
| カタログ番号       | JAN Code      | 説 明    |
| 11840-IEX    | 4580188630030 | 入数: 1式 |

## ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 マクロビューベーシック／プラス



※スマートフォンにつきましては別途で準備ください。



MacroView 耳鼻鏡

- ・LEDライトを標準搭載しています。
- ・フォーカスフリー機能を搭載しています。  
※スベキュラ先端から0.5~12.7mmで焦点が合う様に設計
- ・従来同様、耳鼻鏡越しに直接診察をするマクロビューベーシックと、スマートフォンを接続しその画面越しに診察を行うマクロビュープラスの2種類から選べます。
- ・スマートフォンに専用のアプリケーション (iExaminerPro/iPhoneのみ対応) をインストールいただくことで画像を保存、記録することができます。
- ・弊社標準品 (カタログ番号: 20000) に比べ、観察視野が3倍に広がりました。



マクロビューベーシック  
カタログ番号: 238-2



マクロビュープラス  
カタログ番号: 238-3



※スベキュラを装着して使用します。  
※238-2, 238-3対応のスベキュラは11ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスベキュラが同梱されております。  
※238-2, 238-3対応の送気球は11ページをご参照ください。

販売名: ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分: 一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称: 汎用光源  
JMDN: 32037000  
届出番号: 13B2X00086000030  
製造販売業者: ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

検眼鏡・耳鼻鏡にスマートフォンを装着し、撮影することで、患者や付き添いの方にも観察部位を見ていただけます。



### その他 アクセサリー



| iExaminerキット |               |        |
|--------------|---------------|--------|
| カタログ番号       | JAN Code      | 説 明    |
| 11840-IEX    | 4580188630030 | 入数: 1式 |



## ウェルチ・アレン 耳鼻鏡 ハンドル



※1  
販売名：ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：汎用光源  
JMDN：32037000  
届出番号：13B2X00086000030  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

※2  
販売名：ウェルチ・アレン 診断セット  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：検眼鏡診断セット  
JMDN：70095000  
届出番号：13B2X00086000034  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| 3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル |               |                              |
|--------------------|---------------|------------------------------|
| カタログ番号             | JAN Code      | 型 式 名                        |
| 719-3              | 4580188630115 | リチウムイオン充電式ハンドルセット            |
| 719-BATT           | 4580188634595 | リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用充電電池    |
| 719-RHEO           | 4580188634603 | リチウムイオン充電式ハンドル 719-3用スイッチ    |
| 719-CAB            | 4580188630122 | リチウムイオン充電式ハンドル用USBケーブル       |
| 71907              | 4562187043219 | 3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル (チャージャー付) |
| 71910              | 4562187044285 | 3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル           |
| 71947              | 4562187043462 | 3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用チャージャー    |
| 71943              | 4562187044483 | 3.5Vリチウムハンドル充電スタンド           |
| 71030              | 4562187045282 | 3.5Vリチウムハンドル充電用ACアダプターのみ     |
| 71960              | 4562187043240 | 充電電池(3.5Vリチウムイオン充電式ハンドル用)    |
| 71970              | 4580188634618 | 3.5Vリチウムイオン充電式ハンドルスイッチ部※緑色部分 |

| 3.5Vニッカド充電式ハンドル |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| カタログ番号          | JAN Code      | 型 式 名  |
| 71000-C         | 4562187042717 | 3.5Vニッカド充電式ハンドル<br>(ダイレクトプラグイン、乾電池用コンバーターリング付) |
| 72300           | 4562187043301 | 充電電池(3.5Vニッカド充電式ハンドル71000-C用)                  |
| 71670           | 4562187045268 | 3.5Vニッカド充電式ハンドル<br>(ユニバーサルデスクチャージャー専用)         |
| 710127-503      | —             | HANDLE SUB-ASSY 3.5VOLT                        |
| 71050           | 4562187044292 | 3.5Vニッカドハンドル充電部のみ                              |

| ユニバーサルデスクチャージャー |               |                                |
|-----------------|---------------|--------------------------------|
| カタログ番号          | JAN Code      | 型 式 名                          |
| 71-XXXLDE-J     | 4580188630542 | ユニバーサルデスクチャージャー<br>リチウムハンドル2本付 |
| 719-DSK-J       | —             | ユニバーサルデスクチャージャー                |

| 3.5V壁掛トランス |               |                            |
|------------|---------------|----------------------------|
| カタログ番号     | JAN Code      | 型 式 名                      |
| 77710      | 4562187049952 | GS3.5V壁掛けトランス (コードハンドル2本付) |

※本ページ記載の全てのハンドルに対応しているヘッドは下記の通りです。



## ウェルチ・アレン 検眼鏡



11720-L



11810

※在庫がなくなり次第  
販売終了です。



角膜観察レンズ

11820

※在庫がなくなり次第  
販売終了です。

| ウェルチ・アレン 検眼鏡 |               |                                 |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| カタログ番号       | JAN Code      | 型 式 名                           |
| 11720-L      | 4580188634625 | 3.5VLED同軸検眼鏡ヘッド                 |
| 04900-LED    | 4562187049617 | LED予備電球 (同軸検眼鏡用)                |
| 11810        | 4562187040508 | 3.5V/パンオブティックヘッド                |
| 11820        | 4562187040515 | 3.5V/パンオブティックヘッド (角膜観察レンズ付き)    |
| 03800-LED    | 4562187049600 | LED予備電球 (パンオブティック 11810,11820用) |

※11810と11820の違いは搭載アパーチャーの種類と付属品です。

11810：アパーチャー (スモール、ラージ、マイクロ、スリット、レッドフリー、ハーフムーン)

11820：アパーチャー (スモール、ラージ、マイクロ、スリット、レッドフリー、コバルトブルー)

付属品 (角膜観察レンズ)

※11720-L,11810,11820対応ハンドルは7ページをご参照ください。

## ウェルチ・アレン 診断セット ケース



420046

※ケース単体の品番です。



419986

※ケース単体の品番です。



420047

※ケース単体の品番です。



※収納例です。

719-3  
238-3(238-2でも可)  
11720-L  
26530(根本の黒キャップは中央に収納)  
スベキュラ類(5個収納可能)  
・52432-UB  
・52434-UB  
・24302-U  
・24303-U  
・24304-U  
・24305-U  
・24400-U



※収納例です。

719-3  
238-3  
118-3(アイカップも収納可)  
11720-L  
11840-IEIX  
スベキュラ類(左記同様)



※収納例です。

719-3×2  
118-3(アイカップも収納可)  
11720-L  
11840-IEIX  
41100

| ウェルチ・アレン 診断セット |               |                      |
|----------------|---------------|----------------------|
| カタログ番号         | JAN Code      | 型 式 名                |
| 419986         | 4580188630160 | 3.5V診断セット用ケース (小)    |
| 420046         | 4580188630177 | 3.5V診断セット用ハードケース (小) |
| 420047         | 4580188630184 | 3.5V診断セット用ハードケース (大) |



## ウェルチ・アレン 耳鼻鏡

※覗き口がスライドします



250-2



20000

※覗き口がスライドします



21700



20200

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X00086000030  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| LED耳鏡  |               |       |         |
|--------|---------------|-------|---------|
| カタログ番号 | JAN Code      | 型 式 名 | 出荷時装着電球 |
| 250-2  | 4580188630085 | LED耳鏡 | LED電球   |

250-2の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※250-2はスペキュラを装着して使用します。  
※250-2対応のスペキュラは11ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※250-2の対応ハンドルは7ページをご参照ください。  
※250-2対応の送気球は11ページをご参照ください。

| 3.5V診断型耳鏡                              |  |  |         |
|--|--|--|---------|
| カタログ番号                                 | JAN Code   | 型 式 名  | 出荷時装着電球 |
| 20000<br>21504<br>03100-U<br>03100-LED | 4562187040621<br>4562187040683<br>4562187045015<br>4562187049594 | 3.5V診断型耳鏡ヘッド<br>診断型耳鏡用送気球<br>ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)<br>LED予備電球(3.5V耳鏡用) | ハロゲン電球  |

20000の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※20000はスペキュラを装着して使用します。  
※20000対応のスペキュラは11ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※20000の対応ハンドルは7ページをご参照ください。  
※20000対応の送気球は11ページをご参照ください。

| 3.5Vオペレーティング型耳鏡      |                                |  |         |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|
| カタログ番号               | JAN Code                       | 型 式 名  | 出荷時装着電球 |
| 21700                | 4562187040706                  | 3.5Vオペレーティング型耳鏡ヘッド<br>付属品:リユーザブルスペキュラ5種<br>(2、3、4、5、9mm)※12ページ参照 | ハロゲン電球  |
| 03100-U<br>03100-LED | 4562187045015<br>4562187049594 | ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)<br>LED予備電球(3.5V耳鏡用)                          |         |

21700の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※21700はスペキュラを装着して使用します。  
※21700対応のスペキュラは12ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※21700の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

| 3.5Vニューマチック型耳鏡                |   |   |         |
|-------------------------------|---|---|---------|
| カタログ番号                        | JAN Code  | 型 式 名   | 出荷時装着電球 |
| 20200                         | 4562187043417                                   | 3.5Vニューマチック型耳鏡ヘッド<br>付属品:リユーザブルスペキュラ5種<br>(2、3、4、5、9mm)※12ページ参照 | ハロゲン電球  |
| 21501<br>03100-U<br>03100-LED | 4562187040669<br>4562187045015<br>4562187049594 | ニューマチック型耳鏡用送気球<br>ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)<br>LED予備電球(3.5V耳鏡用)       |         |

20200の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※20200はスペキュラを装着して使用します。  
※20200対応のスペキュラは12ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※20200の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

## ウェルチ・アレン 鼻鏡



26530

販売名:ウェルチ・アレン 鼻鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X00086000036  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| 3.5V鼻鏡イルミネーター    |                                |   |         |
|------------------|--------------------------------|---|---------|
| カタログ番号           | JAN Code                       | 型 式 名                                   | 出荷時装着電球 |
| 26530<br>03100-U | 4562187041031<br>4562187045015 | 3.5V鼻鏡イルミネーターヘッド<br>ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用) | ハロゲン電球  |

26530の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※26530はスペキュラを装着して使用します。  
※26530対応のスペキュラは12ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※26530の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

## ウェルチ・アレン イルミネーター



43300

41100

28100

販売名:ウェルチ・アレン イルミネーター  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X00086000020  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| 3.5Vイルミネーター                            |  |  |
|--|--|--|
| カタログ番号                                 | JAN Code   | 型 式 名  |
| 43300<br>41100<br>03100-U<br>03100-LED | 4562187043899<br>4562187044162<br>4562187045015<br>4562187049595 | 3.5V多用途イルミネーターヘッド<br>3.5Vイルミネーターヘッド<br>ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)<br>LED予備電球(3.5V診断機器用) |

| 3.5V舌圧子ホルダー      |                                |                                       |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| カタログ番号           | JAN Code                       | 型 式 名                                 |
| 28100<br>03100-U | 4562187041055<br>4562187045015 | 3.5V舌圧子ホルダーヘッド<br>ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用) |

43300,41100,28100の保証期間:ご購入後1年間(対象:ヘッドのみ)  
※28100に舌圧子は含まれておりません。  
※43300,41100,28100の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

## ポケット 耳鏡・検眼鏡

ポケットプラスLED、ポケットLED検眼・耳鏡  
4種のカラーバリエーション



ホワイト

スカイブルー

ブラック

パープル

※ポケットLEDとポケットプラスLEDの違いは下記の通りです。  
耳鏡:最大明るさがそれぞれ3.5ルーメンと6.1ルーメン  
検眼鏡:プラスにのみ減光フィルター搭載

※下記品番(耳鏡)はスペキュラを装着して使用します。  
92871-BLKの耳鏡,92871-BLUの耳鏡,92871-PURの耳鏡,92871-WHTの耳鏡,  
92880-BLKの耳鏡,92880-BLUの耳鏡,92880-PURの耳鏡,92880-WHTの耳鏡,  
22870-BLK,22870-BLK,22870-PUR,22870-WHT,  
22880-BLK,22880-BLK,22880-PUR,22880-WHT,22841,22821

※上記品番(耳鏡)対応のスペキュラは11ページをご参照ください。  
※本体購入時にお試し用のスペキュラが同梱されております。  
※上記品番(耳鏡)対応の送気球は11ページをご参照ください。  
※上記品番(耳鏡)の覗き口はスライドします。  
※各ポケット 耳鏡・検眼鏡は、単3×2本で使用可能です。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X00086000030  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社  
販売名:ウェルチ・アレン 検眼鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:直像検眼鏡  
JMDN:12817000  
届出番号:13B2X00086000033  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| ポケットプラスLED 耳鏡・検眼鏡 |               |                                     |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| カタログ番号            | JAN Code      | 説 明                                 |
| 92871-BLK         | 4580188632164 | ポケットLED 検眼・耳鏡セット ブラック(ソフトケース付)      |
| 92871-BLU         | 4580188632171 | ポケットLED 検眼・耳鏡セット スカイブルー(ソフトケース付)    |
| 92871-PUR         | 4580188632188 | ポケットLED 検眼・耳鏡セット バイオレット(ソフトケース付)    |
| 92871-WHT         | 4580188632195 | ポケットLED 検眼・耳鏡セット ホワイト(ソフトケース付)      |
| 92880-BLK         | 4580188632201 | ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット ブラック(ソフトケース付)   |
| 92880-BLU         | 4580188632218 | ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット スカイブルー(ソフトケース付) |
| 92880-PUR         | 4580188632225 | ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット バイオレット(ソフトケース付) |
| 92880-WHT         | 4580188632232 | ポケットプラスLED 検眼・耳鏡セット ホワイト(ソフトケース付)   |
| 12870-BLK         | 4580188632010 | ポケットLED 検眼鏡 ブラック                    |
| 12870-BLU         | 4580188632027 | ポケットLED 検眼鏡 スカイブルー                  |
| 12870-PUR         | 4580188632034 | ポケットLED 検眼鏡 バイオレット                  |
| 12870-WHT         | 4580188632003 | ポケットLED 検眼鏡 ホワイト                    |
| 22870-BLK         | 4580188632089 | ポケットLED 耳鏡 ブラック                     |
| 22870-BLU         | 4580188632096 | ポケットLED 耳鏡 スカイブルー                   |
| 22870-PUR         | 4580188632102 | ポケットLED 耳鏡 バイオレット                   |
| 22870-WHT         | 4580188632119 | ポケットLED 耳鏡 ホワイト                     |
| 12880-BLK         | 4580188632041 | ポケットプラスLED 検眼鏡 ブラック                 |
| 12880-BLU         | 4580188632058 | ポケットプラスLED 検眼鏡 スカイブルー               |
| 12880-PUR         | 4580188632065 | ポケットプラスLED 検眼鏡 バイオレット               |
| 12880-WHT         | 4580188632072 | ポケットプラスLED 検眼鏡 ホワイト                 |
| 22880-BLK         | 4580188632126 | ポケットプラスLED 耳鏡 ブラック                  |
| 22880-BLU         | 4580188632133 | ポケットプラスLED 耳鏡 スカイブルー                |
| 22880-PUR         | 4580188632140 | ポケットプラスLED 耳鏡 バイオレット                |
| 22880-WHT         | 4580188632157 | ポケットプラスLED 耳鏡 ホワイト                  |
| 12821             | 4562187040560 | ポケットスコープ検眼鏡(ソフトケース入)                |
| 22821             | 4562187043486 | ポケットスコープ耳鏡(ソフトケース入)                 |
| 92821             | 4562187042854 | ポケットスコープ検眼・耳鏡セット(ソフトケース入)           |
| 11851             | 4580188631570 | ポケットジュニア検眼鏡(ソフトケース付)                |
| 22841             | 4580188631587 | ポケットジュニア耳鏡(ソフトケース付)                 |
| 95001             | 4580188631563 | ポケットジュニア検眼・耳鏡セット(ソフトケース付)           |

保証期間:ご購入後1年間(対象:本体のみ)



11851

22841

12821

22821

■マクロビューベーシック／プラス、LED耳鏡、診断用耳鏡、ポケットLED、ポケットプラスLED用



実際の先端のサイズ  
2.5mm 3mm 4mm 5mm

| リユーザブルスペキュラ |               |                   |
|-------------|---------------|-------------------|
| カタログ番号      | JAN Code      | 型 式 名             |
| 24302-U     | 4562187040881 | リユーザブルスペキュラ 2.5mm |
| 24303-U     | 4562187040898 | リユーザブルスペキュラ 3mm   |
| 24304-U     | 4562187040904 | リユーザブルスペキュラ 4mm   |
| 24305-U     | 4562187040911 | リユーザブルスペキュラ 5mm   |
| 24400-U     | 4562187040959 | リユーザブルスペキュラ 4種セット |

※本製品は滅菌には対応しておりません。詳しくは添付文書などをご確認ください。  
※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



| ディスポーザブルスペキュラ |               |                              |
|---------------|---------------|------------------------------|
| カタログ番号        | JAN Code      | 型 式 名                        |
| 52432-UB      | 4562187042649 | ディスポーザブルスペキュラ 2.75mm (850個入) |
| 52434-UB      | 4562187042663 | ディスポーザブルスペキュラ 4.25mm (850個入) |
| 52400-B       | 4580188631709 | ディスポーザブルスペキュラ用ディスペンサー (*1)   |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



実際の先端のサイズ  
2.75mm 4.25mm

52400-B



| ディスポーザブルソフシール |               |                                      |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| カタログ番号        | JAN Code      | 型 式 名                                |
| 24320         | 4562187043196 | ディスポーザブルソフシール (小) 2.5~4mm対応 (80個×6個) |
| 24330         | 4562187043202 | ディスポーザブルソフシール (中) 3~5mm対応 (80個×6個)   |
| 21504         | 4562187040683 | 送気球                                  |

※24320,24330はスペキュラの先端に装着する製品であり、スペキュラは付属していません。

| リユーザブルソフベックスペキュラ |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| カタログ番号           | JAN Code      | 型 式 名                  |
| 24323            | 4562187040928 | リユーザブルソフベックスペキュラ 3mm   |
| 24325            | 4562187040935 | リユーザブルソフベックスペキュラ 5mm   |
| 24327            | 4562187040942 | リユーザブルソフベックスペキュラ 7mm   |
| 24420            | 4562187040966 | リユーザブルソフベックスペキュラ 3種セット |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



20000

LED耳鏡類※1

| ディスポーザブル処置用スペキュラ |               |                           |
|------------------|---------------|---------------------------|
| カタログ番号           | JAN Code      | 型 式 名                     |
| 52700            | 4562187043400 | ディスポーザブル処置用スペキュラ (48個×4箱) |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。




※1 LED類は下記品番を指します。  
92871-BLKの耳鏡,92871-BLUの耳鏡,92871-PURの耳鏡,92871-WHTの耳鏡,  
92880-BLKの耳鏡,92880-BLUの耳鏡,92880-PURの耳鏡,92880-WHTの耳鏡,  
22870-BLK,22870-BLK,22870-PUR,22870-WHT,  
22880-BLK,22880-BLK,22880-PUR,22880-WHT,22841,22821

■ニューマチック型耳鏡用・オペレーティング型耳鏡用



5種セット



実際の先端のサイズ  
3mm 5mm 7mm



実際の先端のサイズ  
3mm 4mm 5mm

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X00086000030  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



220002

220003

220004

220005

220009

| リユーザブルスペキュラ |               |                   |
|-------------|---------------|-------------------|
| カタログ番号      | JAN Code      | 型 式 名             |
| 22002       | 4562187040713 | リユーザブルスペキュラ 2mm   |
| 22003       | 4562187040720 | リユーザブルスペキュラ 3mm   |
| 22004       | 4562187040737 | リユーザブルスペキュラ 4mm   |
| 22005       | 4562187040744 | リユーザブルスペキュラ 5mm   |
| 22009       | 4562187040751 | リユーザブルスペキュラ 9mm   |
| 22100       | 4562187040799 | リユーザブルスペキュラ 5種セット |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。

※22009対応鼻鏡ヘッドは下記の通りです。



20200

21700

26530



220023

220025

220027

| リユーザブルソフベックスペキュラ |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| カタログ番号           | JAN Code      | 型 式 名                  |
| 22023            | 4562187040768 | リユーザブルソフベックスペキュラ 3mm   |
| 22025            | 4562187040775 | リユーザブルソフベックスペキュラ 5mm   |
| 22027            | 4562187040782 | リユーザブルソフベックスペキュラ 7mm   |
| 22120            | 4562187046104 | リユーザブルソフベックスペキュラ 3種セット |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



20200

21700



52133-B

52134-B

52135-B

| ディスポーザブルスペキュラ |               |                           |
|---------------|---------------|---------------------------|
| カタログ番号        | JAN Code      | 型 式 名                     |
| 52133-B       | 4562187042601 | ディスポーザブルスペキュラ 3mm (500個入) |
| 52134-B       | 4562187042618 | ディスポーザブルスペキュラ 4mm (500個入) |
| 52135-B       | 4562187042625 | ディスポーザブルスペキュラ 5mm (500個入) |

※対応耳鏡ヘッドは下記の通りです。



20200

21700



ウェルチ・アレン 喉頭鏡

SureColor LEDにより本来の組織の色を再現します。  
一体型ステンレススチール構造により軽量化を図りつつ、腐食を抑えます。  
ハロゲン電球からLED電球へ交換するだけでアップグレードが可能です。

保証期間：ご購入後1年間（対象：ハンドル・ブレード ※ランプは対象外）



マッキントッシュ喉頭鏡ブレード

- 喉頭鏡ブレードのスタンダード型。
- 滑らかな曲線が気管挿管をサポートします。



| マッキントッシュ喉頭鏡ブレード |             |               |       |                  |        |
|-----------------|-------------|---------------|-------|------------------|--------|
| カタログ番号          | ブレード<br>サイズ | JAN Code      | 全長    | 長さ <sup>*1</sup> | 対象     |
| 69061           | 1           | 4580188632584 | 89mm  | 63mm             | 乳児用    |
| 69062           | 2           | 4580188632591 | 108mm | 82mm             | 小児用    |
| 69063           | 3           | 4580188632607 | 126mm | 101mm            | 成人用    |
| 69064           | 4           | 4580188632614 | 160mm | 135mm            | 成人用(大) |

イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード



- ブレードが長くなり、喉頭前方での挿管サポートが向上します。
- 高さを減らしたことで、口腔内のスペースの狭い患者さんへの気管挿管をスムーズにします。



| イングリッシュマッキントッシュ喉頭鏡ブレード |             |               |       |                  |        |
|------------------------|-------------|---------------|-------|------------------|--------|
| カタログ番号                 | ブレード<br>サイズ | JAN Code      | 全長    | 長さ <sup>*1</sup> | 対象     |
| 69211                  | 1           | 4580188632621 | 95mm  | 70mm             | 乳児用    |
| 69212                  | 2           | 4580188632638 | 116mm | 90mm             | 小児用    |
| 69213                  | 3           | 4580188632645 | 135mm | 110mm            | 成人用    |
| 69214                  | 4           | 4580188632652 | 156mm | 130mm            | 成人用(大) |

ミラー喉頭鏡ブレード

- 平らなブレードは、患者さんの舌を押さえるのではなく横にずらすのに適しています。
- サイズは変えずに接合部の改善により口腔内の視野がひろがりました。



| ミラー喉頭鏡ブレード |             |               |                  |                  |        |
|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| カタログ番号     | ブレード<br>サイズ | JAN Code      | 全長 <sup>*2</sup> | 長さ <sup>*1</sup> | 対象     |
| 68065      | 00          | 4580188632577 | 62mm             | 36mm             | 未熟児用   |
| 68060      | 0           | 4580188632522 | 78mm             | 53mm             | 新生児用   |
| 68061      | 1           | 4580188632539 | 105mm            | 79mm             | 乳児用    |
| 68062      | 2           | 4580188632546 | 158mm            | 132mm            | 小児用    |
| 68063      | 3           | 4580188632553 | 198mm            | 172mm            | 成人用    |
| 68064      | 4           | 4580188632560 | 208mm            | 182mm            | 成人用(大) |

\*1 基部の内部から先端までの長さを表す \*2 内部垂直径を表す

軽量で使いやすいハンドル

- 単2、単3電池対応
- ISO7376グリーンスペック



スタンダード      スリム      ショート

| ハンドルタイプ | LEDタイプ    |               |                    |
|---------|-----------|---------------|--------------------|
|         | カタログ番号    | JAN Code      | 型 式 名              |
| スタンダード  | 60813-LED | 4580188632478 | LED2.5Vハンドル (単2×2) |
|         | 60814-LED | 4580188632492 | LED2.5Vハンドル (単3×2) |
| ショート    | 60815-LED | 4580188632515 | LED2.5Vハンドル (単3×2) |
| ハンドルタイプ | ハロゲンタイプ   |               |                    |
|         | カタログ番号    | JAN Code      | 型 式 名              |
| スタンダード  | 60813     | 4580188632461 | 2.5Vハンドル (単2×2)    |
|         | 60814     | 4580188632485 | 2.5Vハンドル (単3×2)    |
| ショート    | 60815     | 4580188632508 | 2.5Vハンドル (単3×2)    |

ファイバーオプティック LED 喉頭鏡セット

すべてのセットにはスタンダード、スリムタイプのLEDハンドルが付属しています。



68696-LED      69696-LED

69697-LED      ケース外観

| LED喉頭鏡セット |               |   |
|-----------|---------------|---|
| カタログ番号    | JAN Code      | 型 式 名   |
| 68696-LED | 4580188632669 | ミラーブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#0, 1, 2, 3, 4, ケース)          |
| 69696-LED | 4580188632676 | マッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース)        |
| 69697-LED | 4580188632683 | イングリッシュマッキントッシュブレードLED喉頭鏡セット (付属ブレード#1, 2, 3, 4, ケース) |

喉頭鏡電球・アクセサリ製品一覧


| 現行モデル ハンドル用電球  |                         |   |               | 旧モデル ブレード用電球   |                |                     |                         |               |
|--|-------------------------|---|---------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| カタログ番号   | 対応<br>ハンドル              | HPX電球<br>カートリッジアセンブリ<br>(HPX 電球込)   | JAN Code      | カタログ番号   | 対応ブレード         |                     |                         | JAN Code      |
|  |                         |   |               |  | マッキントッシュ       | イングリッシュ<br>マッキントッシュ | ミラー                     |               |
| 06000-LED<br> | 60813<br>60814<br>60815 | NA  | 4580188632690 | 04700-U<br> | 69041<br>69042 | 69241<br>69242      | 68040<br>68041<br>68045 | 4580188632706 |
|  |                         |   |               |  |                |                     |                         |               |
|  |                         |   |               |  |                |                     |                         |               |
| 06000-U<br>   | 60813<br>60814<br>60815 | 608125-501<br> | 4580188632454 | 04800-U<br> | 69043<br>69044 | 69243<br>69244      | 68042<br>68043<br>68044 | 4580188632713 |
|  |                         |   |               |  |                |                     |                         |               |
|  |                         |   |               |  |                |                     |                         |               |

| 現行モデル予備交換ファイバー（ライトパイプ・ボールドィングスクリュー）  |             |            |               |        |   |             |            |               |        |
|--|-------------|------------|---------------|--------|---|-------------|------------|---------------|--------|
|  | ブレード<br>サイズ | カタログ番号     | JAN Code      | 対象     |   | ブレード<br>サイズ | カタログ番号     | JAN Code      | 対象     |
| マッキントッシュ<br>            | 1           | 690123-501 | 4580188632829 | 乳児用    | ミラー<br>          | 00          | 690122-505 | 4580188632782 | 未熟児用   |
|  | 2           | 690123-502 | 4580188632850 | 小児用    |   | 0           | 690122-500 | 4580188632737 | 新生児用   |
|  | 3           | 690123-503 | 4580188632843 | 成人用    |   | 1           | 690122-501 | 4580188632744 | 乳児用    |
|  | 4           | 690123-504 | 4580188632836 | 成人用(大) |   | 2           | 690122-502 | 4580188632751 | 小児用    |
| イングリッシュ<br>マッキントッシュ<br> | 1           | 690124-501 | 4580188632867 | 乳児用    | ボールドィントスクリュー<br> | 3           | 690122-503 | 4580188632768 | 成人用    |
|  | 2           | 690124-502 | 4580188632874 | 小児用    |   | 4           | 690122-504 | 4580188632775 | 成人用(大) |
|  | 3           | 690124-503 | 4580188632881 | 成人用    |   | 690015-501  |            | 4580188632812 |        |
|  | 4           | 690124-504 | 4580188632898 | 成人用(大) |   |             |            |               |        |

販売名：ウェルチ・アレン 喉頭鏡 規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：挿管用喉頭鏡 JMDN：70948009  
届出番号：13B2X00086000050  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



# ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡ディスプレイザブル直腸・肛門鏡



●一回使用で衛生的

| ディスプレイザブル直腸・肛門鏡 |               |                                     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| カタログ番号          | JAN Code      | 型 式 名                               |
| 53130           | 4562187044377 | ディスプレイザブル直腸鏡鏡管 19mmφ×250mm (25本×4箱) |
| 53110           | 4562187044360 | ディスプレイザブル肛門鏡鏡管 19mmφ×100mm (25本×4箱) |
| 36019           | 4562187044513 | ディスプレイザブル直腸・肛門鏡用ファイバースコピックライトヘッド    |
| 73500           | 4562187042816 | 3.5Vハンドルアダプター                       |

※ディスプレイザブル直腸・肛門鏡の鏡管はいずれもライトヘッドが必要となります。  
 ※53130+35019+72500と53110+35019+72500の対応ハンドルは7ページをご参照ください。

# ウェルチ・アレン 腔鏡



| ディスプレイザブル腔鏡 |               |                                   |
|-------------|---------------|-----------------------------------|
| カタログ番号      | JAN Code      | 型 式 名                             |
| 590XS       | 4580188631556 | クリーンスペックディスプレイザブル腔鏡 (特小) (24本×4箱) |
| 59000       | 4562187048481 | クリーンスペックディスプレイザブル腔鏡 (小) (24本×4箱)  |
| 59001       | 4562187048443 | クリーンスペックディスプレイザブル腔鏡 (中) (24本×4箱)  |
| 59004       | 4562187049723 | クリーンスペックディスプレイザブル腔鏡 (大) (18本×4箱)  |

※本製品は滅菌済み品ではありません。

# ウェルチ・アレン 直腸・肛門鏡各鏡管とパワーシステムの組み合わせについて

各鏡管とパワーシステムの組み合わせについては以下の図をご参照ください。



※各種ハンドルの詳細は7ページをご参照ください。

## ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器 GSライト

- 全ての機種でタッチレス機能搭載  
機器に触れることなく点灯が可能です。



- コンパクトデザインに必要な光を的確な場所へ  
フレキシブルアームにより前後左右の角度調節ができます。

| GS300 LEDライト |               |                                |
|--------------|---------------|--------------------------------|
| カタログ番号       | JAN Code      | 型 式 名                          |
| 44400-J      | 4562187040010 | GS300 LEDライト<br>モバイルスタンド付      |
| 44410-J      | 4562187046500 | GS300 LEDライト<br>テーブル/ウォールマウント付 |
| 48960        | 4562187049792 | モバイルスタンドトールサイズ                 |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）

販売名：ウェルチ・アレン 処置・診断用照明装置  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：移動型診療用照明器

- 用途に合わせて自由自在な角度調整  
柔軟でフレキシブルなファイバーオプティックライト  
パイプは、3ヶ所で自由に角度調整が可能です。
- 集光コンパクトヘッドで明るく  
フォーカススリーブによるスポット集光で観察野に  
明るい白色光を照射します。

| GSイグザミネーションライト IV |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| カタログ番号            | JAN Code      | 型 式 名  |
| 48810-J           | 4562187041802 | GSイグザミネーションライト IV<br>テーブル/ウォールマウント付<br>モバイルスタンド<br>(GSイグザミネーションライト IV用)<br>モバイルスタンドトールサイズ<br>GSイグザミネーションライト IV用<br>ディスプレイライトパイプカバー<br>(25枚×5箱)<br>カバーサイズ：130.0×7.0cm |
| 48950             | 4562187049464 |  |
| 48960             | 4562187049792 |  |
| 52640             | 4562187044315 |  |
|                   |               |  |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）




- 3灯のLEDライトで明るく  
フレキシブルアームにより前後左右の角度調節ができ、  
光量調整も2段階で切り替え可能です。

| GS600 LEDライト |               |   |
|--------------|---------------|---|
| カタログ番号       | JAN Code      | 型 式 名   |
| 44600-J      | 4562187041789 | GS600 LEDシステムライト<br>モバイルスタンド付<br>GS600 LEDシステムライト<br>テーブル/ウォールマウント付<br>GS600/GS900用 |
| 44610-J      | 4562187041796 |   |
| 48960        | 4562187049792 | モバイルスタンドトールサイズ<br>ディスプレイライトカバー<br>(50枚×5箱)<br>カバーサイズ：22.5×7.0cm                     |
| 52630        | 4562187049570 |   |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・モバイルスタンド・電源コード）

JMDN：36843000  
届出番号：13B2X00086000037  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| GSライトスペック表   |        |               |              |        |         |                              |                               |  |        |
|--|--------|---------------|--------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| 種類   | 色温度    | 照度※1          | LED寿命        | 標準作業距離 | 照射径※1   | 電源                           | 寸法・重量                         |  | 電源コード長 |
| <div>GS IV</div> <div></div>  | 5,500K | 20,000<br>ルクス | 50,000<br>時間 | 40cm   | 10-25cm | 100-240V<br>50-60Hz<br>0.30A | ●コントロールパネル<br>2.75×10.0×8.0cm | ●ライトヘッド（長さ×直径）<br>13.1×4.0cm   | 2.5m   |
|  |        |               |              |        |         |                              | ●スタンド（高さ×底面直径）<br>61.0×53.0cm | ●機器全体高さ（概寸）・重量<br>48810-J：120.0cm、2.4kg<br>48810-J+48950：153.0cm、5.63kg<br>48810-J+48960：183.5cm、10.84kg |        |
| <div>GS 300</div> <div></div> | 5,500K | 20,000<br>ルクス | 50,000<br>時間 | 40cm   | 13-15cm | 100-240V<br>50-60Hz<br>0.35A | ●コントロールパネル<br>2.75×10.0×8.0cm | ●ライトヘッド<br>19.0×9.0×8.0cm  | 2.5m   |
|  |        |               |              |        |         |                              | ●スタンド（高さ×底面直径）<br>61.0×53.0cm | ●機器全体高さ（概寸）・重量<br>44410-J：84.5cm、2.56kg<br>44400-J：149.0cm、5.78kg<br>44410-J+48960：179.5cm10.99kg        |        |
| <div></div>                   | 5,500K | 20,000<br>ルクス | 50,000<br>時間 | 40cm   | 15-18cm | 100-240V<br>50-60Hz<br>0.65A | ●コントロールパネル<br>2.75×10.0×8.0cm | ●ライトヘッド<br>34.5×19.2×8.6cm   | 2.5m   |
|  |        |               |              |        |         |                              | ●スタンド（高さ×底面直径）<br>61.0×53.0cm | ●機器全体高さ（概寸）・重量<br>44610-J：84.5cm、2.93kg<br>44600-J：149.0cm、7.87kg<br>44610-J+48960：179.5cm、13.08kg       |        |

※1 標準作業距離時

## ウェルチ・アレン LEDヘッドライト



販売名：ウェルチ・アレン LEDヘッドライト  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：額帯灯  
JMDN：11963000  
届出番号：13B2X00086000014  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

- 術者の前頭部に装着するため患部を照射しながら両手で処置を行う  
ことができます。
- 連続使用でも負担になりにくい170gの設計です。

| ウェルチ・アレン LEDヘッドライト |               |                            |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| カタログ番号             | JAN Code      | 型 式 名                      |
| 49020              | 4562187043615 | LEDヘッドライトACアダプター付          |
| 49000B             | 4562187046463 | LEDヘッドライトACアダプター無          |
| 75270              | 4562187044209 | LEDヘッドライト用ACアダプター          |
| 49097              | 4562187044131 | LEDヘッドライト用交換コンフォートパッド（2枚入） |
| 49099              | 4562187044452 | LEDヘッドライト用キャリングケース         |
| 72250              | 4562187043325 | バッテリーパック用充電電池              |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体・ACアダプター）

## ハロゲンプロフェッショナルペンライト



- フレームは真鍮製で耐衝撃性に優れ、かつ軽すぎないため手振れが  
起きにくく安定して保持することができます。
- 電源はアルカリ単4電池2本です。

| ハロゲンプロフェッショナルペンライト |          |                                   |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| カタログ番号             | JAN Code | 型 式 名                             |
| 76600              | —        | ハロゲンプロフェッショナルペンライト                |
| 07600-U            | —        | ハロゲン予備電球<br>(ハロゲンプロフェッショナルペンライト用) |

保証期間：ご購入後1年間（対象：本体のみ）  
※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。



指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除した耐落下衝撃仕様

AAMI(\*)の体落下衝撃仕様に準拠しています。

(\*) AAMI(米国医療計測機器振興協会規格の略称)1967年設立 医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成



■デュラショック ゲージ一体型モデル

ゲージをカフに直接取り付けるコンパクトデザインで、体位や場所を選ばずご使用いただけます。

DS44-11  
汎用性を重視したスタンダードモデル



DS45-11  
精度と操作性を追求したスーペリアモデル



DS48-11  
152cmからの耐落下衝撃設計のプレミアムモデルです



一台ごとのレーザー刻印目盛と、  
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

一台ごとのレーザー刻印目盛と、  
摩耗に強いジュエルムーブメントが高い精度を実現

| ゲージ一体型モデル                                   |  |         |               |                |
|---|--|---------|---------------|----------------|
| 測定範囲  | 0～300mmHg  | カタログ番号  | JAN Code      | 型 式 名          |
| 精 度   | ±3mmHg   |         |               |                |
| レーザー刻印目盛                                    | DS44類※1：無 DS45※2・DS48※3：有                        | DS44-09 | 4562187040409 | DS44 小児用(中)カフ付 |
| ジュエルムーブメント                                  | DS44類※1：無 DS45※2・DS48※3：有                        | DS44-10 | 4562187042045 | DS44 成人用(小)カフ付 |
| 耐落下衝撃性                                      | DS44類※1・DS45類※2：76cmからの耐落下衝撃設計                   | DS44-11 | 4562187042052 | DS44 成人用(中)カフ付 |
|   | DS48類※3：152cmの高さからの耐落下衝撃設計                       | DS44-12 | 4562187040423 | DS44 成人用(大)カフ付 |
| 精度保証※                                       | DS44類※1・DS45類※2：ご購入後5年                           | DS44    | 4562187042922 | DS44 ゲージのみ     |
|   | DS48類※3：ご購入後10年                                  | DS45-09 | 4562187040430 | DS45 小児用(中)カフ付 |
|   | (対象：ゲージ精度のみ)                                     | DS45-10 | 4562187040447 | DS45 成人用(小)カフ付 |
| ※1  | DS44類はDS44、DS44-09、DS44-10、DS44-11、DS44-12を指します。 | DS45-11 | 4562187040065 | DS45 成人用(中)カフ付 |
| ※2  | DS45類はDS45、DS45-09、DS45-10、DS45-11、DS45-12を指します。 | DS45-12 | 4562187043066 | DS45 成人用(大)カフ付 |
| ※3  | DS48類はDS48、DS48-11を指します。                         | DS45    | 4562187043059 | DS45 ゲージのみ     |
| ※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページを<br>ご参照ください。 |  | DS48-11 | 4562187042137 | DS48 成人用(中)カフ付 |
|   |  | DS48    | 4562187048214 | DS48 ゲージのみ     |

■デュラショック ポケット型モデル

ゲージアダプターの採用でカフ上のポケットにゲージを付け外しできるため、従来のコンパクトさはそのままに、文字盤を手元で見ることでもでき、さらに使いやすくなりました。

DS44A + REUSE-11-2BV  
DS44のポケット型デザイン



DS44A  
(DS44A取り付け例)

DS45A + REUSE-11-2BV  
DS45のポケット型デザイン



DS45A  
(DS45A取り付け例)

DS48A + REUSE-11-2BV  
DS48のポケット型デザイン



DS48A  
(DS48A取り付け例)

| ポケット型モデル   |                               |        |               |                 |
|------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 測定範囲       | 0～300mmHg                     | カタログ番号 | JAN Code      | 型 式 名           |
| 精 度        | ±3mmHg                        |        |               |                 |
| レーザー刻印目盛   | DS44A：無 DS45A・DS48A：有         | DS44A  | 4562187042939 | DS44ポケット型 ゲージのみ |
| ジュエルムーブメント | DS44A：無 DS45A・DS48A：有         | DS45A  | 4562187043073 | DS45ポケット型 ゲージのみ |
| 耐落下衝撃性     | DS44A・DS45A：76cmの高さからの耐落下衝撃設計 | DS48A  | 4562187042144 | DS48ポケット型 ゲージのみ |
|            | DS48A：152cmの高さからの耐落下衝撃設計      |        |               |                 |
| 精度保証※      | DS44A・DS45A：ご購入後5年            |        |               |                 |
|            | DS48A：ご購入後10年                 |        |               |                 |
|            | (対象：ゲージ精度のみ)                  |        |               |                 |

※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページをご参照ください。  
※DS44A,DS45A,DS48A単体ではゲージのみであるため、ご使用いただけません。  
上記写真の通り、REUSE-11-2BVなどのその他製品との組み合わせが必要です。  
※リユースブルカフ-07～-13をご希望の場合、REUSE-07-2BV、REUSE-08-2BV、  
REUSE-09-2BV、REUSE-10-2BV、REUSE-11-2BVを別途ご準備頂く必要があります。  
※リユースブルカフ-06やディスポーザブルカフ各種をご希望の場合、上記何れかと  
REUSE-06、SOFT-06、SOFT-07、SOFT-08、SOFT-09、SOFT-10、SOFT-11、SOFT-12、  
SOFT-13を別途ご準備頂く必要があります。

■デュラショック ハンド型モデル

送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。

DS-5501-189  
伝統的なデザインのスタンダードモデル



5098-27  
指一本で減圧制御が可能な  
トリガー式減圧バルブ



DS58-11  
スーパーショックレジスタントの  
プレミアムモデル



DS-5521-129の場合は  
こちらのゲージになります

| ハンド型モデル          |                                     |   |               |                              |
|------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 測定範囲             | 0～300mmHg                           | カタログ番号  | JAN Code      | 型 式 名                        |
| 精 度              | ±3mmHg                              |   |               |                              |
| レーザー刻印目盛         | DS55類※4・DS66類※5・DS58類※6：有           | DS-5501-189   | 4562187045954 | DS55 ブラック 成人用(中)カフ付(ソフトケース付) |
| ジュエルムーブメント       | DS55類※4：無 DS66類※5・DS58類※6：有         | DS-5521-129   | 4562187045961 | DS55 ブルー 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)  |
| 耐落下衝撃性           | DS55類※4・DS66類※5：76cmからの耐落下衝撃設計      | 5098-27   | 4562187042571 | DS66 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)      |
|                  | DS58類※6：152cmの高さからの耐落下衝撃設計          | 5098-29   | 4562187047675 | DS66 小児用(中)カフ付(ソフトケース付)      |
|                  | DS55類※4：ご購入後5年                      | 5098-31   | 4562187042175 | DS66 ゲージのみ                   |
|                  | DS66類※5・DS58類※6：ご購入後10年             | DS58-11   | 4562187042168 | DS58 成人用(中)カフ付(ソフトケース付)      |
| 精度保証※            | (対象：ゲージ精度のみ)                        | DS58  | 4562187042151 | DS58 ゲージのみ                   |
| ※4               | DS55類はDS-5501-189、DS-5521-129を指します。 | ※フレックスポートカフ、交換部品アクセサリは23～24ページをご参照ください。<br>※5098-31,DS58単体ではご使用いただけません。 |               |                              |
| ※5               | DS66類は5098-27、5089-29、5089-31を指します。 |   |               |                              |
| ※6               | DS58類はDS58、DS58-11を指します。            |   |               |                              |
| 販売名：ウェルチ・アレン 血圧計 | JMDN：16156000                       |   |               |                              |
| 規制区分：一般医療機器 クラスⅠ | 届出番号：13B2X00086000001               |   |               |                              |
| 一般的名称：アネロイド式血圧計  | 製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社            |   |               |                              |

ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000



販売名：ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000  
規制区分：管理医療機器 クラスⅡ  
一般的名称：医用電子血圧計  
JMDN：16173010  
届出番号：303AGBZX00036000  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



1つのボタン操作のみで加圧式による血圧測定を開始し、約20秒で完了します。  
ワンタッチでディスポーザブルタイプのカフへの切り替えが可能です。

| 電子血圧計 ProBP2000 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| カタログ番号          | JAN Code      | 型 式 名  |
| 2000-A          | 4580188630399 | ProBP2000 デジタル血圧計<br>(付属品：リユースブルフレックスポートカフ成人用(中)、<br>単三電池4個) |

保証期間：ご購入後1年間(対象：本体のみ) ※本製品の修理は承っておりません。ご了承ください。  
※対応カフは-09以上に対応しております。(P22のカフラインナップ参照)  
※新生児、乳児、及び3歳未満の小児に使用しないでください。



『Tycos』を代表する長年の歴史あるデザイン

- 読みやすく正確な文字盤
  - ・直径15cmのタイコス767シリーズの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度を提供します。
  - ・奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストは離れていても読みやすい設計です。
- 摩擦に強いジュエルムーブメント
  - 指針のベアリングに摩擦に強いルビーを採用し、安定した精度を保持します。

※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。



タイコス767シリーズ

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 測定範囲       | 0～300mmHg           |
| 精 度        | ±3mmHg              |
| レーザー刻印目盛   | 有                   |
| ジュエルムーブメント | 有                   |
| 耐落下衝撃性     | 耐衝撃性はありません          |
| 精度保証※      | ご購入後10年（対象：ゲージ精度のみ） |

| カタログ番号   | JAN Code      | 型 式 名                    |
|----------|---------------|--------------------------|
| 7670-01  | 4562187040386 | 767シリーズウォール型 成人用(中)カフ付   |
| 7670-10  | 4562187049693 | 767シリーズスタンド型 成人用(中)カフ付   |
| 7670-16  | 4562187049778 | 767シリーズデスクトップ型 成人用(中)カフ付 |
| 【専用取付金具】 |               |                          |
| 87001010 | 4562187048078 | 767シリーズベッド取付金具（パイプ用）     |
| 87001040 | 4562187048092 | 767シリーズベッド取付金具（バッグボード用）  |

※カフ（フレックスポート）、交換部品およびアクセサリは23～24ページをご参照ください。

販売名：ウェルチ・アレン 血圧計  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：アナロイド式血圧計  
JMDN：16156000  
届出番号：13B2X00086000001  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 リューザブルカフ

| カタログ番号   | JAN Code      | 型 式 名           |
|----------|---------------|-----------------|
| REUSE-06 | 4562187047255 | リューザブルカフ 新生児用   |
| REUSE-07 | 4562187047262 | リューザブルカフ 乳幼児用   |
| REUSE-08 | 4562187047279 | リューザブルカフ 小児用（小） |
| REUSE-09 | 4562187047286 | リューザブルカフ 小児用（中） |
| REUSE-10 | 4562187047293 | リューザブルカフ 成人用（小） |
| REUSE-11 | 4562187047309 | リューザブルカフ 成人用（中） |
| REUSE-12 | 4562187047316 | リューザブルカフ 成人用（大） |
| REUSE-13 | 4562187047323 | リューザブルカフ 大腿部用   |

※本製品は洗浄が可能です



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 ディスポーザブルカフ

| カタログ番号     | JAN Code      | 型 式 名                                  |
|------------|---------------|--|
| 5082-101-1 | 4580188631730 | ディスポーザブルカフ 新生児用1 チューブ付き（10枚入）          |
| 5082-102-1 | 4580188631747 | ディスポーザブルカフ 新生児用2 チューブ付き（10枚入）          |
| 5082-103-1 | 4580188631754 | ディスポーザブルカフ 新生児用3 チューブ付き（10枚入）          |
| 5082-104-1 | 4580188631761 | ディスポーザブルカフ 新生児用4 チューブ付き（10枚入）          |
| 5082-105-1 | 4580188631778 | ディスポーザブルカフ 新生児用5 チューブ付き（10枚入）          |
| SOFT-06    | 4562187047330 | フレックスポートディスポーザブルカフ 新生児用 チューブなし（20枚入）   |
| SOFT-07    | 4562187047347 | フレックスポートディスポーザブルカフ 乳幼児用 チューブなし（20枚入）   |
| SOFT-08    | 4562187047354 | フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（小） チューブなし（20枚入） |
| SOFT-09    | 4562187047361 | フレックスポートディスポーザブルカフ 小児用（中） チューブなし（20枚入） |
| SOFT-10    | 4562187047378 | フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（小） チューブなし（20枚入） |
| SOFT-11    | 4562187047385 | フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（中） チューブなし（20枚入） |
| SOFT-12    | 4562187047392 | フレックスポートディスポーザブルカフ 成人用（大） チューブなし（20枚入） |
| SOFT-13    | 4562187047408 | フレックスポートディスポーザブルカフ 大腿部用 チューブなし（20枚入）   |



ウェルチ・アレン フレックスポートカフは、フレックスポート™の採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。



※フレックスポートフィッティングの接続には専用のフレックスポートチューブをご使用ください。  
 血圧チューブとフレックスポートチューブを接続するためのコネクタについては、 ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社へお問い合わせください。

## True Standardization

## カフ管理の標準化

カフからチューブの着脱を可能にしたフレックスポートにより、1チューブ、2チューブといった異なる仕様の血圧測定機器に共通のカフを使用できるようになりました。

- ・品種統合を可能にすることで、在庫管理の煩雑さを軽減し、カフ管理の標準化を可能にします。
- ・異なる診療科間で患者さんと一緒にカフを移動させる"カフのトラベリング"も容易です。



※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

## Accurate BP Readings

## サイズバリエーション

様々なサイズバリエーションの中から患者さんにあったサイズをお選びいただくことができます。

- ・新生児用から成人大腿部用まで、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
- ・サイズ選択を容易に行うため、サイズごとで色が分かれており、使用箇所のイラストも表示されています。
- ・動脈インデックスマーカー（ARTERY INDEX MARKER）は、カフを巻く際の目安としてお使いいただけます。

サイズ表

| カフサイズ (cm) | 測定部サイズ (cm) |
|------------|-------------|
| 大腿部用       | 86×21       |
| 成人用(大)     | 68×17       |
| 成人用(中)     | 54×13       |
| 成人用(小)     | 44×11       |
| 小児用(中)     | 40×9        |
| 小児用(小)     | 32×6        |
| 乳幼児用       | 27×5        |
| 新生児用       | 22×4        |

カフサイズ (cm)

測定部サイズ (cm)



フレックスポートカフは、臨床における様々なニーズに応え、  
血圧測定におけるベストプラクティスを可能にします。



## Infection Prevention

## 感染対策

感染対策のためには、一人の患者さんへ専用のディスポーザブルカフの使用、または患者さんに使用したリユーザブルカフを他の患者さんへ使用する前に、都度清浄化することが推奨されています。

出典：<http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007isolationPrecautions.html>

- ・リユース可能なカフは清浄化しやすい素材とシンプルなワンピース構造により、清潔なカフ管理を可能にします。
- ・ディスプレイカフは一人の患者さん専用で使用するにより、感染対策の向上が期待できます。

## Simple & Safety

シンプルな構造と操作、そして安全性



耐久性を備えたシンプルなワンピース構造です。



チューブや送気球を含む全ての部分がラテックスフリーのため、安心して使用できます。




ディスプレイカフは柔らかい素材で、リユーザブルカフは丸みを帯びたエッジとラウンド加工を施し、患者さんの皮膚に優しい装着感です。



360°回転するチューブ接続部は、カフを巻く際にチューブが邪魔にならず、接続部にかかる負担を軽減することで破損やエア漏れなどのトラブルの減少が期待できます。

※カフのデザイン（ロゴ）は変更の可能性が御座います。

ウェルチ・アレン 血圧計 フレックスポート™カフ

| フレックスポート™リユーズブルカフ  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| カタログ番号   | JAN Code  | 型 式 名  | 対 応 機 種  |
| REUSE-07-2BV<br>REUSE-08-2BV<br>REUSE-09-2BV<br>REUSE-10-2BV<br>REUSE-11-2BV<br>REUSE-12-2BV<br>REUSE-13-2BV | 4562187048221<br>4562187048238<br>4562187048245<br>4562187048252<br>4562187048269<br>4562187048276<br>4562187048283 | 乳幼児用・2T・送気球付<br>小児用(小)・2T・送気球付<br>小児用(中)・2T・送気球付<br>成人用(小)・2T・送気球付<br>成人用(中)・2T・送気球付<br>成人用(大)・2T・送気球付<br>大腿部用・2T・送気球付<br><br>2チューブ ルアーロックコネクタ／送気球付<br><br>(チューブ長:203mm/330mm) | <br>DS44A DS45A DS48A<br>タイコス<br>767シリーズ<br>※ルアーロックコネクタ(黒色)はDS48Aとタイコス767シリーズで使用し、その他では外して使用します。<br>※タイコス767シリーズは21ページをご参照ください。 |

※カフのデザイン(ロゴ)は変更の可能性が御座います。

| フレックスポート™ チューブキット (リユーズブルカフのみ)   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| カタログ番号   | JAN Code   | 型 式 名   | 対 応 機 種  |
| REUSE-06-1TP<br>REUSE-07-1TP<br>REUSE-08-1TP<br>REUSE-09-1TP<br>REUSE-10-1TP<br>REUSE-11-1TP<br>REUSE-12-1TP<br>REUSE-13-1TP | 4562187046753<br>4562187046760<br>4562187046777<br>4562187046784<br>4562187046791<br>4562187046807<br>4562187046814<br>4562187046821 | 新生児用<br>乳幼児用<br>小児用(小)<br>小児用(中)<br>成人用(小)<br>成人用(中)<br>成人用(大)<br>大腿部用<br><br>1チューブ ルアーロックコネクタ付<br><br>(チューブ長:610mm)                                       | <br>DS44類※1 DS45類※2 DS48類※3<br><br><br>DS55類※4 DS66類※5 DS58類※6<br>※ルアーロックコネクタ(黒色)は、DS66類(5098-27など)とDS58類で使用し、その他では外して使用します。 |
| REUSE-07-2TP<br>REUSE-08-2TP<br>REUSE-09-2TP<br>REUSE-10-2TP<br>REUSE-11-2TP<br>REUSE-12-2TP<br>REUSE-13-2TP                 | 4562187046890<br>4562187046906<br>4562187046913<br>4562187046920<br>4562187046937<br>4562187046944<br>4562187046951                  | 乳幼児用<br>小児用(小)<br>小児用(中)<br>成人用(小)<br>成人用(中)<br>成人用(大)<br>大腿部用<br><br>2チューブ ルアーロックコネクタ付<br><br>(チューブ長:203mm/330mm)   | REUSE-07-2BV<br>REUSE-08-2BV<br>REUSE-09-2BV<br>REUSE-10-2BV<br>REUSE-11-2BV<br>REUSE-12-2BV<br>REUSE-13-2BV<br>※対応機種は左記品番と同様です。<br>※こちらは左記品番の送気球が附属していない品番です。   |
| REUSE-07-2TPE<br>REUSE-08-2TPE<br>REUSE-09-2TPE<br>REUSE-10-2TPE<br>REUSE-11-2TPE<br>REUSE-12-2TPE<br>REUSE-13-2TPE          | 4562187046968<br>4562187046975<br>4562187046982<br>4562187046999<br>4562187047002<br>4562187047019<br>4562187047026                  | 乳幼児用<br>小児用(小)<br>小児用(中)<br>成人用(小)<br>成人用(中)<br>成人用(大)<br>大腿部用<br><br>2チューブ ルアーロックコネクタ同梱<br>(チューブに差し込んで使えるルアーロックコネクタを同梱しています)<br><br>(チューブ長:610mm/610mm) | REUSE-07-2BV<br>REUSE-08-2BV<br>REUSE-09-2BV<br>REUSE-10-2BV<br>REUSE-11-2BV<br>REUSE-12-2BV<br>REUSE-13-2BV<br>※対応機種は左記品番と同様です。<br>※こちらは左記品番の送気球が附属しておらず、且つチューブが長い品番です。   |

※カフのデザイン(ロゴ)は変更の可能性が御座います。

※1 DS44類はDS44、DS44-09、DS44-10、DS44-11、DS44-12を指します。

※2 DS45類はDS45、DS45-09、DS45-10、DS45-11、DS45-12を指します。


※3 DS48類はDS48、DS48-11を指します。


※4 DS55類はDS-5501-189、DS-5521-129を指します。



※5 DS66類は5089-27、5089-29、5089-31を指します。

※6 DS58類はDS58、DS58-11を指します。



※1-6 詳しくは19-20ページをご参照ください。




| 767タイコスシリーズのチューブ |               |  |
|------------------|---------------|--|
| カタログ番号           | JAN Code      | 型 式 名  |
| 5089-13          | 4562187042519 | 767タイコス用コイルチューブ<br> |





| リユーズブルカフ洗浄時使用アクセサリ |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| カタログ番号             | JAN Code      | 型 式 名   |
| 5082-159           | 4562187047477 | 洗浄用カフポートプラグ<br>(フレックスポートカフ用)<br> |

| チューブ接続部 |               |  |
|---------|---------------|--|
| カタログ番号  | JAN Code      | 型 式 名  |
| PORT-1  | 4562187047415 | フレックスポートフィッティング<br>1チューブ用(10個入)<br> |
| PORT-2  | 4562187047422 | フレックスポートフィッティング<br>2チューブ用(10個入)<br> |

| DS45類※2 DS48類※3 DS44A DS45A DS48A<br>専用バルブ・送気球 |               |  |
|--|---------------|--|
| カタログ番号   | JAN Code      | 型 式 名  |
| 5088-01  | 4562187042472 | エアーリリースバルブ付送気球<br>(中)<br> |
| 5087-01  | 4562187042441 | プレミアムエアー<br>リリースバルブ<br>   |
| 5086-01  | 4562187042397 | プレミアム送気球<br>(中)<br>       |
| 5086-03  | 4562187042403 | プレミアム送気球<br>(大)<br>       |

| DS44類※1 専用バルブ・送気球 |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| カタログ番号            | JAN Code      | 型 式   |
| 5087-16           | 4562187042465 | スタンダードエアーリリースバルブ<br> |
| 5086-08           | 4562187042434 | スタンダード送気球(グレー)<br>   |

| チューブ接続部・チューブ・コネクタ |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| カタログ番号            | JAN Code      | 型 式 名   |
| 1-TPS             | 4562187047484 | フレックスポート用1チューブ ルアーロックコネクタ付<br>(10本入)<br><br>(チューブ長:610mm)  |
| 2-SRC             | 4562187047491 | フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ付<br>(10本入)<br><br>(チューブ長:203mm/330mm)                                    |
| 2-TPSE            | 4562187047507 | フレックスポート用2チューブ ルアーロックコネクタ同梱<br>(10本入)(チューブに差し込んで使えるルアーロックコネクタが同梱されています)<br><br>(チューブ長:610mm/610mm) |
| 1-SC              | 4562187047514 | フレックスポート用1チューブ ネジ式コネクタ付<br>(10本入)<br><br>(チューブ長:203mm)   |

| チューブ     |               |   |
|----------|---------------|---|
| カタログ番号   | JAN Code      | 型 式 名   |
| 5082-188 | 4562187047439 | フレックスポートチューブ 203mm<br>(10本入)<br> |
| 5082-189 | 4562187047446 | フレックスポートチューブ 330mm<br>(10本入)<br> |
| 5082-193 | 4562187048054 | フレックスポートチューブ 610mm<br>(10本入)<br> |
| 5082-194 | 4562187048061 | フレックスポートチューブ 800mm<br>(10本入)<br> |

※1-6 左ページと同様です。  
詳しくは19-20ページをご参照ください。

| DS55類※4 DS58類※6 DS66類※5 専用送気球など |               |  |
|---------------------------------|---------------|--|
| カタログ番号                          | JAN Code      | 型 式  |
| 17-31-902                       | 4562187044681 | DS55用送気球<br>(黒)<br> |
| 17-31-922                       | 4562187044650 | DS55用送気球<br>(青)<br> |
| 5086-06                         | 4562187046746 | DS58用送気球<br>        |
| 5086-04                         | 4562187042410 | DS66用送気球<br>        |
| 5082-187                        | 4580188631785 | DS66用接続チューブ<br>     |

| DS44類※1 DS45類※2 DS48類※3 チューブアダプター |               |   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| カタログ番号                            | JAN Code      | 型 式   |
| 1DSLС                             | 4562187047606 | DS44ゲージ 一体型専用<br>チューブアダプター<br>送気球付<br>(チューブ長:610mm)<br>      |
| 1DSAS                             | 4562187047613 | DS45ゲージ 一体型専用<br>チューブアダプター<br>送気球(中)付<br>(チューブ長:610mm)<br>   |
| 1DSAL                             | 4562187047620 | DS45ゲージ 一体型専用<br>チューブアダプター<br>送気球(大)付<br>(チューブ長:610mm)<br>   |
| 1SRCS                             | 4562187047637 | DS48ゲージ 一体型専用<br>チューブアダプター<br>送気球(中)付<br>(チューブ長:610mm)<br>  |
| 1SRCL                             | 4562187047644 | DS48ゲージ 一体型専用<br>チューブアダプター<br>送気球(大)付<br>(チューブ長:610mm)<br> |

| モニター接続コネクタ |               |   |
|------------|---------------|---|
| カタログ番号     | JAN Code      | 型 式 名   |
| 5082-164   | 4562187047460 | ネジ式コネクタ(10個入)<br>                |
| 5082-171   | 4562187048047 | チューブコネクタ(10個入)<br>               |
| 5082-172   | 4562187048191 | ロッキングコネクタ<br>オス(10個入)<br>        |
| 5082-191   | 4562187048108 | ロッキングコネクタ<br>メス(10個入)<br>        |
| 5082-190   | 4562187048122 | バイオネットコネクタ<br>オス(10個入)<br>       |
| 5082-200   | 4562187048207 | ルアーロックコネクタ<br>メス<br>※1個入りです。<br> |
| 5082-100   | —             | トリバーパスコネクタ<br>メス(10個入)<br>       |



5079 - 125



エリート用アクセサリキット（標準付属品）  
●イヤーチップ（3種類）  
●小児用交換キット

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

- 雑音に強く効果的な音響設計  
・ステンレス鋼製のチェストピースは歪音を防ぎ、デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。
- 快適な装着感でよりクリアな音に  
耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。
- 小児用聴診器としても  
アクセサリキット（標準付属品）の小児用ダイヤフラムに交換すれば、すぐに小児用聴診器としてもご使用いただけます。

製品仕様 保証期間：1年（チェストピースのみ）

エリート

ダイヤフラム径／成人用：47mm・小児用：34mm  
ベル径／成人用：32mm・小児用：30mm  
チェストピース／ステンレス製 ※アクセサリキット付

| カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   | 全長   | 重量   |
|----------|---------------|-----------|------|------|
| 5079-125 | 4562187040027 | ブラック      | 71cm | 210g |
| 5079-270 | 4562187040034 | バーガンディー   | 71cm | 210g |
| 5079-271 | 4562187040041 | ネイビー      | 71cm | 210g |
| 5079-284 | 4562187040058 | フォレストグリーン | 71cm | 210g |

保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：機械式聴診器  
JMDN：13755000  
届出番号：13B2X00086000032  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

5079 - 323



ダブルヘッド

チューブカラーバリエーション

- ブラック
- バーガンディー
- ネイビー
- フォレストグリーン

- 循環器聴診もサポートするハイグレードモデル  
・真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部は、クリック音（Click Sound）・心雑音（Murmur Sound）・駆出音（Ejection Sound）などの音も聴診いただけます。
- ・デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。

製品仕様 保証期間：1年（チェストピースのみ）

ハーバーDLX

【トリプルヘッド】ダイヤフラム径／47mm  
ベル径／28mm チェストピース／真鍮製

| カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   | 全長   | 重量   |
|----------|---------------|-----------|------|------|
| 5079-321 | 4562187040232 | ブラック      | 71cm | 275g |
| 5079-322 | 4562187040249 | バーガンディー   | 71cm | 275g |
| 5079-323 | 4562187040256 | ネイビー      | 71cm | 275g |
| 5079-324 | 4562187040263 | フォレストグリーン | 71cm | 275g |

【ダブルヘッド】ダイヤフラム径／47mm  
ベル径／28mm チェストピース／真鍮製

| カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   | 全長   | 重量   |
|----------|---------------|-----------|------|------|
| 5079-325 | 4562187040270 | ブラック      | 71cm | 235g |
| 5079-326 | 4562187040287 | バーガンディー   | 71cm | 235g |
| 5079-327 | 4562187040294 | ネイビー      | 71cm | 235g |
| 5079-328 | 4562187040300 | フォレストグリーン | 71cm | 235g |

保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：機械式聴診器  
JMDN：13755000  
届出番号：13B2X00086000032  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



5079 - 139



小児用

チューブカラーバリエーション

【成人用】

|  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | 5079-135 | ：ブラック      |
|  | 5079-139 | ：パーガンディー   |
|  | 5079-137 | ：ネイビー      |
|  | 5079-285 | ：フォレストグリーン |
|  | 5079-289 | ：ブルー       |

【小児用】

|   |          |            |
|---|----------|------------|
|   | 5079-145 | ：ブラック      |
|   | 5079-149 | ：パーガンディー   |
|   | 5079-147 | ：ネイビー      |
|   | 5079-287 | ：フォレストグリーン |
|  | 5079-291 | ：ブルー       |

- 機能性に優れたスタンダードモデル
  - ・チェストピースは歪音を防ぐステンレス鋼製で、深く滑らかなベル部デザインはデリケートな低周波領域の音もしっかりと聴診いただけます。
  - ・付属のコルゲート（波型）ダイヤフラムは振動面積を広げ、音を伝えます。
- 快適な装着感でよりクリアな音に
  - ・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

製品仕様

保証期間：1年（消耗部は除く）

プロフェッショナル〈成人用/小児用〉

【成人用】ダイヤフラム径／47mm

ベル径／34mm チェストピース／ステンレス製








| カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   | 全 長  | 重 量  |
|----------|---------------|-----------|------|------|
| 5079-135 | 4562187040072 | ブラック      | 71cm | 135g |
| 5079-139 | 4562187040096 | パーガンディー   | 71cm | 135g |
| 5079-137 | 4562187040089 | ネイビー      | 71cm | 135g |
| 5079-285 | 4562187040102 | フォレストグリーン | 71cm | 135g |
| 5079-289 | 4562187040119 | ブルー       | 71cm | 135g |

【小児用】ダイヤフラム径／34mm

ベル径／28mm チェストピース／ステンレス製

| カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   | 全 長  | 重 量  |
|----------|---------------|-----------|------|------|
| 5079-145 | 4562187040133 | ブラック      | 71cm | 115g |
| 5079-149 | 4562187040157 | パーガンディー   | 71cm | 115g |
| 5079-147 | 4562187040140 | ネイビー      | 71cm | 115g |
| 5079-287 | 4562187040218 | フォレストグリーン | 71cm | 115g |
| 5079-291 | 4562187040225 | ブルー       | 71cm | 115g |











保証期間：ご購入後1年間（対象：チェストピース部のみ）

| バイノーラル  |               |          |               |   |           |   |            |          |               |   |           |
|---|---------------|----------|---------------|---|-----------|---|------------|----------|---------------|---|-----------|
| <br>5079 - 121 | エリート・ハーバーDLX用 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |           | <br>5079 - 195 | プロフェッショナル用 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |           |
|   |               | 5079-121 | 4562187041178 |  | ブラック      |   |            | 5079-195 | 4562187041291 |  | ブラック      |
|   |               | 5079-274 | 4562187041383 |  | バーガンディー   |   |            | 5079-199 | 4562187041321 |  | バーガンディー   |
|   |               | 5079-275 | 4562187041390 |  | ネイビー      |   |            | 5079-197 | 4562187041314 |  | ネイビー      |
|   |               | 5079-307 | 4562187041420 |  | フォレストグリーン |   |            | 5079-196 | 4562187041307 |  | フォレストグリーン |
|   |               |          |               |   |           |   |            | 5079-304 | 4562187044056 |  | ブルー       |










| Yチューブ   |              |          |               |   |           |   |            |  |  |
|---|--------------|----------|---------------|---|-----------|---|------------|--|--|
|  | エリートハーバーDLX用 | カタログ番号   | JAN Code      | チューブカラー   |           |  | プロフェッショナル用 |  |  |
|   |              | 5079-120 | 4562187041161 |  | ブラック      |   |            |  |  |
|   |              | 5079-272 | 4562187041369 |  | パーガンディー   |   |            |  |  |
|   |              | 5079-273 | 4562187041376 |  | ネイビー      |   |            |  |  |
|   |              | 5079-305 | 4562187041413 |  | フォレストグリーン |   |            |  |  |
| 5079-120  |              |          |               |   |           |   |            |  |  |











ソフトイヤークリップ



|   |              |          |               |   |      |      |            |          |               |   |      |      |
|---|--------------|----------|---------------|---|------|------|------------|----------|---------------|---|------|------|
| <br>5079-233 | エリートハーバーDLX用 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |      |      | プロフェッショナル用 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |      |      |
|   |              | 5079-336 | 4562187041451 |  | ブラック | ラージ  |            | 5079-366 | 4562187041499 |  | ブラック | ラージ  |
|   |              | 5079-233 | 4562187041352 |  | グレー  | ラージ  |            | 5079-170 | 4562187041239 |  | グレー  | ラージ  |
|   |              | 5079-314 | 4562187045930 |  | グレー  | スモール |            | 5079-313 | 4562187046739 |  | グレー  | スモール |

| ダイヤフラムヘッド   |       |          |               |   |     |  |          |               |   |     |  |  |
|---|-------|----------|---------------|---|-----|--|----------|---------------|---|-----|--|--|
| <div></div> <div>5079-316</div> <div></div> <div>5079-116</div> | エリート用 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |     |  | ハーパーDLX用 | カタログ番号        | JAN Code  | カラー |  |  |
|   |       | 5079-116 | 4562187044940 | <div></div> ブラック   | 成人用 |  | 5079-319 | 4562187047729 | —   | 成人用 |  |  |
|   |       | 5079-279 | 4562187046647 | <div></div> グレー   | 成人用 |  | 5079-316 | 4562187041437 | —   | 小児用 |  |  |
|   |       | 5079-115 | 4562187041130 | <div></div> ブラック | 小児用 |  | 5079-211 | 4562187041338 | <div></div> ブラック | 成人用 |  |  |
|   |       | 5079-278 | 4562187046715 | <div></div> グレー  | 小児用 |  | 5079-210 | 4562187046623 | <div></div> グレー  | 成人用 |  |  |
|   |       |          |               |   |     |  | 5079-214 | 4562187047682 | <div></div> ブラック | 小児用 |  |  |
|   |       |          |               |   |     |  | 5079-215 | 4562187046630 | <div></div> グレー  | 小児用 |  |  |

ノンチルリム

|   |              |          |               |  |     |                   |          |               |  |     |
|---|--------------|----------|---------------|--|-----|-------------------|----------|---------------|--|-----|
| <br>5079-118 | エリート用<br>ベル側 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー  |     | プロフェッショナル用<br>ベル側 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー  |     |
|   |              | 5079-118 | 4562187041154 |  ブラック | 成人用 |                   | 5079-180 | 4562187043226 |  ブラック | 成人用 |
|   |              | 5079-277 | 4562187041406 |  グレー  | 成人用 |                   | 5079-181 | 4562187041246 |  グレー  | 成人用 |
|   |              | 5079-117 | 4562187041147 |  ブラック | 小児用 |                   | 5079-182 | 4562187041253 |  ブラック | 小児用 |
|   |              | 5079-276 | 4562187045527 |  グレー  | 小児用 |                   | 5079-183 | 4562187041260 |  グレー  | 小児用 |

|  | エリートプロフェッショナル用<br>ダイヤフラム側 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |      |  | プロフェッショナル用<br>ダイヤフラム側 | カタログ番号   | JAN Code      | カラー   |     |
|---|---------------------------|----------|---------------|---|------|---|-----------------------|----------|---------------|---|-----|
|   |                           | 5079-126 | 4562187041215 |  | ブラック |   |                       | 5079-180 | 4562187043226 |  | 成人用 |
|   |                           | 5079-184 | 4562187041277 |  | グレー  |   |                       | 5079-181 | 4562187041246 |  | 成人用 |
|   |                           | 5079-127 | 4562187041222 |  | ブラック |   |                       | 5079-182 | 4562187041253 |  | 小児用 |
|   |                           | 5079-185 | 4562187041284 |  | グレー  |   |                       | 5079-183 | 4562187041260 |  | 小児用 |
| 5079-126  |                           |          |               |   |      |   |                       |          |               |   |     |

| ダイヤフラム  |       |          |               |  |
|---|-------|----------|---------------|--|
| <br>5079-05  | コルゲート | カタログ番号   | JAN Code      |  |
|   |       | 5079-05  | —             | エリート・ハーバー-D L X・プロフェッショナル成人用 コルゲート(ブラック) |
|   |       | 5079-11  | 4562187046722 | エリート・ハーバー-D L X・プロフェッショナル小児用 コルゲート(ブラック) |
| <br>5079-104 | フラット  | 5079-104 | 4562187049990 | エリート・ハーバー-DLX・プロフェッショナル成人用 フラット(黒)       |
|   |       | 5079-123 | 4562187041192 | エリート・ハーバー-DLX・プロフェッショナル成人用 フラット(乳白色半透明)  |
|   |       | 5079-124 | 4562187041208 | エリート・ハーバー-DLX・プロフェッショナル小児用 フラット(乳白色半透明)  |

販売名：ウェルチ・アレン 聴診器  
規制区分：一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称：機械式聴診器  
JMDN：13755000  
届出番号：13B2X00086000032  
製造販売業者：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社



LED予備電球

- 従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず、長寿命、省電力で経済的  
ハロゲン電球と比べ、ランプ寿命は約30倍、消費電力は半分以下で、充電式ハンドルの使用継続可能時間は、約3倍になりました(当社比較)
- SureColor™技術をLEDに施し、観察に適した色合いの光をランプ寿命の間、常に安定して提供します

| カタログ番号    | JAN Code      | ランプ寿命  | 対応モデル   |
|-----------|---------------|--------|---|
| 03100-LED | 4562187049594 | 約500時間 |  20000  20200  21700  41100<br> 43300 |
| 06500-LED | 4562187049624 | 約500時間 |  23820  23920  |
| 03800-LED | 4562187049600 | 約500時間 |  11810  11820  |
| 04900-LED | 4562187049617 | 約500時間 |  11720  11720-L  |
| 06000-LED | 4580188632690 | 約500時間 |  60813  60814  60815 ※現行モデル<br>喉頭鏡ハンドル   |

| ハロゲン予備電球 |               |         |  |  |  |
|----------|---------------|---------|--|--|--|
| カタログ番号   | JAN Code      | ランプ寿命   | 対応モデル  |  |  |
| 03000-U  | 4562187045008 | 約20時間   |  47300  12400   |  |  |
| 03100-U  | 4562187045015 | 約16.5時間 |  20000  20200  21700  26030  26530<br> 28100  27000  27050  41100  43300  73500 |  |  |
| 03400-U  | 4562187045022 | 約20時間   |  22821  14220  22841   |  |  |
| 03800-U  | 4562187045053 | 約18時間   |  11810  11820   |  |  |
| 03900-U  | 4562187045060 | 約20時間   |  12821  12851   |  |  |
| 04700-U  | 4580188632706 | 約14時間   |  69241  69041  68045<br> 69242  69042  68040<br> 68041 ※旧モデル<br>喉頭鏡<br>(ブレード部分)   |  |  |
| 04800-U  | 4580188632713 | 約14時間   |  69243  69043  68042<br> 69244  69044  68043<br> 68044 ※旧モデル<br>喉頭鏡<br>(ブレード部分)   |  |  |

| ハロゲン予備電球 |               |         |   |  |  |
|----------|---------------|---------|---|--|--|
| カタログ番号   | JAN Code      | ランプ寿命   | 対応モデル   |  |  |
| 04900-U  | 4562187045114 | 約17時間   |  11720  11720-L   |  |  |
| 06000-U  | 4580188632454 | 約20時間   |  60813  60814  60815 ※現行モデル<br>喉頭鏡ハンドル |  |  |
| 06500-U  | 4562187045145 | 約16.5時間 |  23820  23920   |  |  |
| 07600-U  | —             | 約10時間   |  76600   |  |  |
| 07800-U  | 4562187045169 | 約75時間   |  73210   |  |  |
| 08500-U  | —             | 約30時間   |  20510H  20510S   |  |  |
| 08800-U  | 4562187045213 | 約125時間  |  78810   |  |  |

ウェルチ・アレン 充電電池

※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。

| カタログ番号 | JAN Code      | 対応モデル  | カタログ番号   | JAN Code      | 対応モデル  |
|--------|---------------|--|----------|---------------|--|
| 71960  | 4562187043240 |  71907  71910    | 72300    | 4562187043301 |  71000-C  |
| 72200  | 4562187043271 |  71670  | 719-BATT | 4571594030088 |  719-3<br> 719-CAB |
| 72250  | 4562187043325 |  75200<br> 75260 |          |               |  |

電球に関する交換方法とご注意

以下は電球の交換の代表例  
(ウェルチ・アレン耳鏡 マクロビュー)です。  
実際の交換におきましては、  
各製品の取扱説明書をお読みください。

①電球の下をつまんで  
引っ張り出します。



②新しい電球を元の位置に  
押しこめます。



- ⚠ 注意:電池は各製品用に指定された型式のみをお使いください。
- ⚠ 注意:電池交換の際は、電池の向きに十分注意してください。電池の向きを間違えた場合、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
- ⚠ 注意:市販の乾電池を使う製品においては、指定のもの以外使用しないでください。オキシライド乾電池は初期電圧が高く、電球の寿命が短くなったり、電球の取り付け部が高温になり製品の異常動作や破損を引き起こす場合がありますので、使わないでください。また乾電池の交換は使われている本数全てを同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池を一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
- ⚠ 注意:破棄は各自治体の規制に準じて適切に行ってください。

販売名:ウェルチ・アレン 耳鼻鏡  
規制区分:一般医療機器 クラスⅠ  
一般的名称:汎用光源  
JMDN:32037000  
届出番号:13B2X0086000030  
製造販売業者:ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

| カタログ番号    | ページ     | カタログ番号       | ページ | カタログ番号   | ページ | カタログ番号     | ページ | カタログ番号      | ページ  | カタログ番号        | ページ   | カタログ番号        | ページ |
|-----------|---------|--------------|-----|----------|-----|------------|-----|-------------|------|---------------|-------|---------------|-----|
| 03000-U   | 31      | 22005        | 12  | 44400-J  | 17  | 5079-287   | 29  | 53110       | 15   | 71960         | 7・32  | REUSE-08-2BV  | 25  |
| 03100-LED | 9・10・31 | 22009        | 12  | 44410-J  | 17  | 5079-289   | 29  | 53130       | 15   | 71970         | 7     | REUSE-08-2TP  | 25  |
| 03100-U   | 9・10・31 | 22023        | 12  | 44600-J  | 17  | 5079-291   | 29  | 59000       | 15   | 72200         | 32    | REUSE-08-2TPE | 25  |
| 03400-U   | 31      | 22025        | 12  | 44610-J  | 17  | 5079-304   | 30  | 59001       | 15   | 72250         | 18・32 | REUSE-09      | 22  |
| 03800-LED | 8・31    | 22027        | 12  | 48810-J  | 17  | 5079-305   | 30  | 59004       | 15   | 72300         | 7・32  | REUSE-09-1TP  | 25  |
| 03800-U   | 31      | 22100        | 12  | 48950    | 17  | 5079-307   | 30  | 590XS       | 15   | 73500         | 15    | REUSE-09-2BV  | 25  |
| 03900-U   | 31      | 22120        | 12  | 48960    | 17  | 5079-313   | 30  | 60813       | 14   | 75270         | 18    | REUSE-09-2TP  | 25  |
| 04700-U   | 14・31   | 22821        | 10  | 49000B   | 18  | 5079-314   | 30  | 60813-LED   | 14   | 76600         | 18    | REUSE-09-2TPE | 25  |
| 04800-U   | 14・31   | 22841        | 10  | 49020    | 18  | 5079-316   | 30  | 60814       | 14   | 7670-01       | 21    | REUSE-10      | 22  |
| 04900-LED | 8・31    | 22870-BLK    | 10  | 49097    | 18  | 5079-319   | 30  | 60814-LED   | 14   | 7670-10       | 21    | REUSE-10-1TP  | 25  |
| 04900-U   | 32      | 22870-BLU    | 10  | 49099    | 18  | 5079-321   | 28  | 60815       | 14   | 7670-16       | 21    | REUSE-10-2BV  | 25  |
| 06000-LED | 14・31   | 22870-PUR    | 10  | 5079-05  | 30  | 5079-322   | 28  | 60815-LED   | 14   | 77710         | 7     | REUSE-10-2TP  | 25  |
| 06000-U   | 14・32   | 22870-WHT    | 10  | 5079-104 | 30  | 5079-323   | 28  | 68060       | 13   | 87001010      | 21    | REUSE-10-2TPE | 25  |
| 06500-LED | 31      | 22880-BLK    | 10  | 5079-11  | 30  | 5079-324   | 28  | 68061       | 13   | 87001040      | 21    | REUSE-11      | 22  |
| 06500-U   | 32      | 22880-BLU    | 10  | 5079-115 | 30  | 5079-325   | 28  | 68062       | 13   | 92821         | 10    | REUSE-11-1TP  | 25  |
| 07600-U   | 18・32   | 22880-PUR    | 10  | 5079-116 | 30  | 5079-326   | 28  | 68063       | 13   | 92871-BLK     | 10    | REUSE-11-2BV  | 25  |
| 07800-U   | 32      | 22880-WHT    | 10  | 5079-117 | 30  | 5079-327   | 28  | 68064       | 13   | 92871-PUR     | 10    | REUSE-11-2TP  | 25  |
| 08500-U   | 32      | 238-2        | 6   | 5079-118 | 30  | 5079-328   | 28  | 68065       | 13   | 92871-WHT     | 10    | REUSE-11-2TPE | 25  |
| 08800-U   | 32      | 238-3        | 6   | 5079-120 | 30  | 5079-336   | 30  | 68696-LED   | 14   | 92871-BLU     | 10    | REUSE-12      | 22  |
| 1-SC      | 26      | 23804        | 6   | 5079-121 | 30  | 5079-366   | 30  | 690015-501  | 14   | 92880-BLK     | 10    | REUSE-12-1TP  | 25  |
| 1-TPS     | 26      | 24302-U      | 11  | 5079-123 | 30  | 5082-100   | 26  | 690122-500  | 14   | 92880-BLU     | 10    | REUSE-12-2BV  | 25  |
| 106144    | 3       | 24303-U      | 11  | 5079-124 | 30  | 5082-101-1 | 22  | 690122-501  | 14   | 92880-PUR     | 10    | REUSE-12-2TP  | 25  |
| 106145    | 3       | 24304-U      | 11  | 5079-125 | 27  | 5082-102-1 | 22  | 690122-502  | 14   | 92880-WHT     | 10    | REUSE-12-2TPE | 25  |
| 106146    | 3       | 24305-U      | 11  | 5079-126 | 30  | 5082-103-1 | 22  | 690122-503  | 14   | 93700         | 3     | REUSE-13      | 22  |
| 11720-L   | 8       | 24320        | 11  | 5079-127 | 30  | 5082-104-1 | 22  | 690122-504  | 14   | 93700-NP      | 3     | REUSE-13-1TP  | 25  |
| 118-2     | 5       | 24323        | 11  | 5079-135 | 29  | 5082-105-1 | 22  | 690122-505  | 14   | 93720         | 4     | REUSE-13-2BV  | 25  |
| 118-3     | 5       | 24325        | 11  | 5079-137 | 29  | 5082-159   | 26  | 690123-501  | 14   | 93740         | 4     | REUSE-13-2TP  | 25  |
| 118-EC    | 5       | 24327        | 11  | 5079-139 | 29  | 5082-164   | 26  | 690123-502  | 14   | 95001         | 10    | REUSE-13-2TPE | 25  |
| 11810     | 8       | 24330        | 11  | 5079-145 | 29  | 5082-171   | 26  | 690123-503  | 14   | DS-5501-189   | 20    | SOFT-06       | 22  |
| 11820     | 8       | 24400-U      | 11  | 5079-147 | 29  | 5082-172   | 26  | 690123-504  | 14   | DS-5521-129   | 20    | SOFT-07       | 22  |
| 11821     | 10      | 24420        | 11  | 5079-149 | 29  | 5082-187   | 26  | 690124-501  | 14   | DS44          | 19    | SOFT-08       | 22  |
| 12851     | 10      | 250-2        | 9   | 5079-170 | 30  | 5082-188   | 26  | 690124-502  | 14   | DS44-09       | 19    | SOFT-09       | 22  |
| 11840-IEX | 5・6     | 26530        | 9   | 5079-180 | 30  | 5082-189   | 26  | 690124-503  | 14   | DS44-10       | 19    | SOFT-10       | 22  |
| 12870-BLK | 10      | 28100        | 10  | 5079-181 | 30  | 5082-190   | 26  | 690124-504  | 14   | DS44-11       | 19    | SOFT-11       | 22  |
| 12870-BLU | 10      | 36019        | 15  | 5079-182 | 30  | 5082-191   | 26  | 69061       | 13   | DS44-12       | 19    | SOFT-12       | 22  |
| 12870-PUR | 10      | 39402        | 4   | 5079-183 | 30  | 5082-193   | 26  | 69062       | 13   | DS44A         | 19    | SOFT-13       | 22  |
| 12870-WHT | 10      | 39410        | 3・4 | 5079-184 | 30  | 5082-194   | 26  | 69063       | 13   | DS45          | 19    | VS100S-J      | 3   |
| 12880-BLU | 10      | 39412        | 3・4 | 5079-185 | 30  | 5082-200   | 26  | 69064       | 13   | DS45-09       | 19    |               |     |
| 12880-PUR | 10      | 39420        | 4   | 5079-195 | 30  | 5086-01    | 26  | 69211       | 13   | DS45-10       | 19    |               |     |
| 12880-WHT | 10      | 39421        | 4   | 5079-196 | 30  | 5086-03    | 26  | 69212       | 13   | DS45-11       | 19    |               |     |
| 12880-BLK | 10      | 39422-35-025 | 4   | 5079-197 | 30  | 5086-04    | 26  | 69213       | 13   | DS45-12       | 19    |               |     |
| 17-31-902 | 26      | 39422-47-025 | 4   | 5079-199 | 30  | 5086-06    | 26  | 69214       | 13   | DS45A         | 19    |               |     |
| 17-31-922 | 26      | 39422-58-025 | 4   | 5079-210 | 30  | 5086-08    | 26  | 69696-LED   | 14   | DS48          | 19    |               |     |
| 1DSAL     | 26      | 39422-07-025 | 4   | 5079-211 | 30  | 5087-01    | 26  | 69697-LED   | 14   | DS48-11       | 19    |               |     |
| 1DSAS     | 26      | 39422-08-025 | 4   | 5079-214 | 30  | 5087-16    | 26  | 71-XXXLDE-J | 7    | DS48A         | 19    |               |     |
| 1DSLCL    | 26      | 39422-09-025 | 4   | 5079-215 | 30  | 5088-01    | 26  | 71000-C     | 7    | DS58          | 20    |               |     |
| 1SRCL     | 26      | 39422-10-025 | 4   | 5079-233 | 30  | 5089-13    | 25  | 71027-503   | 7    | DS58-11       | 20    |               |     |
| 1SRCS     | 26      | 39422-11-025 | 4   | 5079-270 | 27  | 5098-27    | 20  | 71030       | 7    | PORT-1        | 25    |               |     |
| 2-SRC     | 26      | 39422-12-025 | 4   | 5079-271 | 27  | 5098-29    | 20  | 71050-C     | 7    | PORT-2        | 25    |               |     |
| 2-TPSE    | 26      | 39422-13-025 | 4   | 5079-272 | 30  | 5098-31    | 20  | 71670       | 7    | PPJP-01       | 3     |               |     |
| 2000-A    | 20      | 39422-14-025 | 4   | 5079-273 | 30  | 52133-B    | 12  | 719-3       | 7    | REUSE-06      | 22    |               |     |
| 20000     | 9       | 39422-15-025 | 4   | 5079-274 | 30  | 52134-B    | 12  | 719-BATT    | 7・32 | REUSE-06-1TP  | 25    |               |     |
| 20200     | 9       | 39422-19-025 | 4   | 5079-275 | 30  | 52135-B    | 12  | 719-CAB     | 7    | REUSE-07      | 22    |               |     |
| 21501     | 9       | 39500        | 4   | 5079-276 | 30  | 52400-B    | 11  | 719-DSK-J   | 7    | REUSE-07-1TP  | 25    |               |     |
| 21504     | 11      | 41100        | 10  | 5079-277 | 30  | 52432-UB   | 11  | 719-RHEO    | 7    | REUSE-07-2BV  | 25    |               |     |
| 21700     | 9       | 419986       | 8   | 5079-278 | 30  | 52434-UB   | 11  | 71907       | 7    | REUSE-07-2TP  | 25    |               |     |
| 22002     | 12      | 420046       | 8   | 5079-279 | 30  | 52630      | 17  | 71910       | 7    | REUSE-07-2TPE | 25    |               |     |
| 22003     | 12      | 420047       | 8   | 5079-284 | 27  | 52640      | 17  | 71943       | 7    | REUSE-08      | 22    |               |     |
| 22004     | 12      | 43300        | 10  | 5079-285 | 29  | 52700      | 11  | 71947       | 7    | REUSE-08-1TP  | 25    |               |     |