



Littmann®
Stethoscopes

リットマン® ステスコープ
Littmann® Stethoscope

医師を志す方へ



リットマン® ステスコープは、50年以上にわたり世界中の多くの医療従事者に選ばれ、ご愛用いただいております。
医師を目指す皆様に、教育現場に、お薦めしたい聴診器です。

リットマン® ステスコープの詳しい情報は
<https://go.solventum.com/NSCAT>

価格は全て“メーカー希望価格(税込)”です。



リットマン® カードiology IV™ ステスコープ

Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope


この1器でOSCEにも臨床研修にも使用できます。



一体成型ダイアフラム

リムとダイアフラムの段差が少なくお手入れが簡単です。また、低周波と高周波のモード切り替えが可能なサスペンデッドダイアフラムを採用しています。

リットマン® ステスコープのサスペンデッドダイアフラムは、チェストピースを押さえつける力の強弱を調整することで、高低の周波数レンジを聴き分け、特定の音を識別できます。ベル面へ切り替えの際に、チェストピースを皮膚から離し置きなおす必要がなく、効率的に聴診できます。



ソフトシーリング イアーチップ


柔らかく耳穴へフィットし、聴診の妨げとなる周囲のノイズを遮断します。

イアーチューブ

外耳道に合わせるための最適な角度に固定されています。常に一定の条件で聴診することができます。

高感度ツーインワン・ チューブ

チェストピースで捉えた生体音を効率良く忠実に耳まで届ける構造です。しなやかで厚みがあり、外部からの雑音を遮断するので微弱な音もしっかり伝えます。



両面に大小のサスペンデッド・ダイアフラムがついた成人・小児 両用タイプ

授業・OSCE時



臨床研修時



小児用膜面をノンチルスリーブに交換して、成人用ベル型・膜型として使用が可能です。

ノンチルスリーブは付属品として1器に1つセットされています。肌にあてた時に冷たさを感じさせないノンチル素材を使用しています。

両面膜型にし、成人用膜面、小児用膜面として使用が可能です。

膜面は、片面で低・高周波音を連続聴診できるサスペンデッド・ダイアフラムが両面についていますので、膜面のままでも成人・小児両用としてご使用いただけます。


在学中保証[※]で安心してご使用いただけます。

リットマン® ステスコープは、取り扱い説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、
在学中は新品交換・無償パーツ交換させていただきます。

※ 詳細は裏面注記をご確認ください。

リットマン® カーディオロジー IV™ ステスコープラインナップ

スタンダード



黒色加工



レインボウ加工



ミラー加工



シャンパン加工



ハイポリッシュスモーク加工



シルク調仕上げシリーズ

まるでシルクのような手触り

特殊コーティングを
施したチューブを
採用



髪や肌に
くっつきにくい



折り畳みやすい
収納しやすい



汚れにくく
清掃しやすい












傷つきにくく
長持ち



リットマン® カーディオロジー IV™ ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	希望本体価格 (税込)	
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	6151	ブラック (ショートレングス) ※1	 シルバー	¥44,550	
			6152	ブラック ※2			
			6154	ネイビーブルー ※2			
			6155	ハンターグリーン ※2			
			6156	プラム ※2			
			6158	ラズベリー ※2			
			NEW 6187C	ミッドナイトブルー (シルク調仕上げ)			 シルバー
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ	 ブラック  バイオレット	6165	ブラック	 ブラック	¥46,200	
			6205	プラム			
黒色加工 Black Edition	 ブラック	 ブラック  ブラック  レッド  ブルー  バイオレット	6163	ブラック	 ブラック		¥46,200
			6168	ネイビーブルー			
			6200	ブラック			
			6201	ブラック			
			6203	ブラック			
			NEW 6186C	アラバスターホワイト (シルク調仕上げ)	 ブラック		
			ミラー加工 Mirror Edition	 ミラー	 ミラー	6170	
6177	ブラック						
シャンパン加工 Champagne Edition	 シャンパン	 スモーク  シャンパン  シャンパン	6179	ブラック	 スモーク		
			6176	バーガンディー	 ブラック		
			6190	カリビアンブルー	 ブラック		
ハイポリッシュ スモーク加工 High Polish Smoke Edition	 ハイポリッシュ スモーク	 ブルー  シャンパン	6202	ネイビーブルー	 ブラック		
			6204	ブラック	 ブラック		

全長／重さ：約69cm／約180g（※1：約56cm／約167g、※2：約69cm／約177g）

リットマン® クラシック III™ ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5620	ブラック	 シルバー	¥21,450
			5621	グレー		
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5622	ネイビーブルー		
			5623	カリビアンブルー		
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5627	バーガンディー		
			5831	プラム		
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	5835	ターコイズ		

全長／重さ：約69cm／約150g

● 本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実物と色調が異なる場合があります。● リットマン® ステススコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。● 各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」「保証書（取扱説明書最終ページ）」が同封されております。● 取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合のリットマン® ステススコープの保証期間は、通常購入日から一年間です。学校販売でご購入された場合のみ在学中保証を適用し、在学中は故障時の新品交換・無償パーツ交換をさせていただきます。在学中保証については、販売店までお問い合わせください。● 本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。● 本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。● 本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。● 価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。